Eigelb (Emulsion)

Wird als Zusatz in vielen Kulturmedien zur Isolierung oder Identifizierung von Bacillus und Staphylococcus verwendet.

- **Lagerung: 8 - 14 °C**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777780	100-ml-Flasche mit Eigelb-Emulsion - Condalab	1	AA -

Eigelb mit Kaliumtellurit

Für die Herstellung des Baird-Parkers nach ISO 6888.

- **Lagerung: 8 - 14 °C**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777800	100-ml-Flasche Eigelb-Emulsion mit Kaliumtelliur - Condalab	1	AA -


KAA-Vermutung (Brühe)

Für die Vermutung und den Nachweis von intestinalen Enterokokken in Lebensmitteln nach Mossel.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 35 ± 2 °C für 24 - 48 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777267	Dehydrierte Brühe Medium KAA Vermutung - Condalab	500 g	AA -

KAA-Bestätigung (Agar)



Enterokokkus faecalis

Für die Isolierung und den Nachweis von intestinalen Enterokokken in Lebensmitteln nach MOSSEL.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 35 ± 2 °C für 24 - 48 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777266	KAA-Bestätigungsagar-dehydriertes Medium - Condalab	500 g	AA -

Kligler Hajna (Agar)

Wird zur präsumtiven Identifizierung von Enterobacteriaceae auf der Grundlage der Fermentation von Glucose, Lactose, Saccharose und der Produktion von Gas und H_2S verwendet.
Zum Nachweis von Salmonellen in Lebensmitteln und Molkereiprodukten.

- **Lagerung: 2 - 25 °C im Dunkeln**
- **Inkubation 37 °C für 18 - 24 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
693436	Kligler Hajna Agar Schrägröhrchen - ClearLine®	100	AA -

Kligler-Eisen (Agar)

Medium für den Nachweis von Yersinia enterolitica.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 30 °C für 18 - 24 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777275	Kligler-Eisen-Agar-dehydriertes Medium - Condalab	500 g	AA -

Koser-Zitrat (Brühe)

Zur Differenzierung von Escherichia coli von Enterobakterien auf der Grundlage von Citrat.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 35 ± 2 °C für 18 - 24 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777276	Dehydriertes Medium Koser-Zitrat-Brühe - Condalab	500 g	AA -

Laktose (Brühe)

Für die Kultur von Coliformen und Salmonellen in Wasser, Lebensmitteln, Milchprodukten.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 35 ± 2 °C für 18 - 24 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777278	Dehydriertes Medium Brühe Laktose - Condalab	500 g	AA -

Laktosesulfit (Brühe)

Für die Kultur von Coliformen und Salmonellen in Wasser, Lebensmitteln, Milchprodukten.

- **Lagerung: 2 - 25 °C für die dehydrierte Basis und 2 - 8 °C für die gebrauchsfertigen Röhrchen**
- **Inkubation 46 °C für 18 - 24 Stunden**

Dehydriertes Medium

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777279	Dehydriertes Medium für Laktose-Sulfit-Brühe - Condalab	500 g	AA -

Ergänzung

- **Nach Erhitzen des Röhrchens auf 100 °C und 5-minütigem Abkühlen 0,5 ml einer 12 g/l Natriummetabisulfitlösung und 0,5 ml einer 10 g/l Ammoniak-Eisen(III)-citratlösung, die durch Filtration durch eine 0,45-µm-Membran sterilisiert wurde, hinzufügen**

Gebrauchsfertige Medien

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
693314	8-ml-Röhrchen mit Glocken-Durham-Brühe Laktosesulfit - ClearLine®	100	AA -
693408	9-ml-Röhrchen mit Glocken-Durham-Brühe Laktosesulfit - ClearLine®	100	AA -

Laurylsulfat (Brühe) - Lauryl-Tryptose-Brühe (LTB)

Wird zum Testen auf coliforme Keime in Lebensmitteln und Wasser verwendet, Milch und Milcherzeugnisse.
Die Verwendung von Inokulum von mehr als 1 ml erfordert die Verwendung von Laurylsulfatbrühe in doppelter Stärke, um sicherzustellen, dass genügend Nährstoffe erhalten bleiben.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **ISO 4831-Zertifizierung: 30 °C ± 37 °C für 24 Stunden**
- **ISO 7251-Zertifizierung: 37 °C für 48 h, Untersuchung der Gasproduktion nach 24 h und 48 h**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777281	Dehydriertes Medium für Laurylsulfat Brühe - Condalab	500 g	AA -

Laurylsulfat (Agar)

Selektives Medium für den Nachweis von Coliformen in Wasser, Milchprodukten und Meeresfrüchten.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 35 ± 2 °C für 24 - 48 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777280	Dehydriertes Medium für Laurylsulfat-Agar - Condalab	500 g	AA -

Chromogenes Laurylsulfat (Brühe)

Anreicherungsmedium für den gleichzeitigen Nachweis von Gesamtcoliformen und Escherichia coli in Wasser, Lebensmitteln und Milchprodukten.

- **Lagerung: 2 °C - 8 °C**
- **Inkubation 35 °C ± 2 °C für 18 - 24 h. Kontrolle der Röhren unter der UV-Lampe 366 nm. Blaues Licht zeigt die Anwesenheit von E. coli an**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777848	Dehydriertes Medium für chromogene LaurylsulfatBrühe - Condalab	500 g	AA -