LB-Lennox-Formulierung (Agar)

Empfohlenes Medium für Molekularmikrobiologie für die Kultivierung von Bacillus subtilis, Daptobacter und rekombinanten Stämmen von Escherichia coli.

Zusammensetzung (g/l) :

Trypton	10	Natriumchlorid	5
Hefeextrakt	5	Agar	15

- **Lagerung: 2 - 25 °C (dehydriertes Medium) 2 - 8 °C (für Fläschchen)**
- **Inkubation 35 °C ± 2 °C für 18 - 24 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777490	Dehydriertes LB-Lennox-Agar-Medium - Condalab	500 g	AA -
693363	LB Lennox Agar - 100 ml Flasche - ClearLine®	10	AA -

LB-Brühe (Luria-Formulierung)

Empfohlenes Medium für Molekularmikrobiologie für die Kultivierung von Bacillus subtilis, Daptobacter und rekombinanten Stämmen von Escherichia coli.

Zusammensetzung (g/l) :

Trypton	10	Natriumchlorid	0,5
Hefeextrakt	5	-	-

- **Lagerung: 2 - 25 °C (dehydriertes Medium) 2 - 8 °C (für Fläschchen)**
- **Inkubation 35 °C ± 2 °C für 18 - 24 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777493	Dehydrierte Brühe LB-Formulierung LURIA (modifizierter Müller) - Condalab	500 g	AA -
693364	100 ml Flasche LB-Brühe-Formulierung Luria - ClearLine®	10	AA -

LB-Formulierung Lennox (Brühe)

Empfohlene Brühe in der Molekularmikrobiologie für die Kultivierung von Bacillus subtilis, Daptobacter und rekombinanten Stämmen von Escherichia coli.

Zusammensetzung (g/l) :

Trypton	10	Natriumchlorid	5
Hefeextrakt	5	-	-

- **Lagerung: 2 - 25 °C (dehydriertes Medium) 2 - 8 °C (für Fläschchen)**
- **Inkubation 35 °C ± 2 °C für 18 - 24 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777491	Dehydriertes LB-Lennox-Agar-Medium - Condalab	500 g	AA -
777921	Dehydriertes LB-Lennox-Agar-Medium - Condalab	1 kg	AA -
693362	LB Lennox-Brühe - 100 ml Flasche - ClearLine®	10	AA -

LB-Formulierung Miller-Luria-Agar

Empfohlenes Medium für Molekularmikrobiologie für die Kultivierung von Bacillus subtilis, Daptobacter und rekombinanten Stämmen von Escherichia coli.

Zusammensetzung (g/l) :

Trypton	10	Natriumchlorid	10
Hefeextrakt	5	Agar	15

- **Lagerung: 2 - 25 °C (dehydriertes Medium) 2 - 8 °C (für Fläschchen)**
- **Inkubation 35 °C ± 2 °C für 18 - 24 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777494	Dehydriertes Luria-Agar-Medium (LB-Miller-Formulierung) - Condalab	500 g	AA -
693367	Luria-Agar (LB-Miller-Formulierung) - 100 ml Flasche - ClearLine®	10	AA -

LB-Formulierung Luria (Agar)

Empfohlenes Medium für Molekularmikrobiologie für die Kultivierung von Bacillus subtilis, Daptobacter und rekombinanten Stämmen von Escherichia coli.

Zusammensetzung (g/l) :

Trypton	10	Natriumchlorid	0,5
Hefeextrakt	5	Agar	15

- **Lagerung: 2 - 25 °C (dehydriertes Medium) 2 - 8 °C (für Fläschchen)**
- **Inkubation 35 °C ± 2 °C für 18 - 24 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777492	Dehydratisiertes Medium Agar LB Formulierung Luria (Miller modifiziert) - Condalab	500 g	AA -
693365	100 ml Flasche LB-Agar-Formulierung Luria - ClearLine®	10	AA -

LB-Formulierung Miller-Luria (Brühe)

Empfohlenes Medium für Molekularmikrobiologie für die Kultivierung von Bacillus subtilis, Daptobacter und rekombinanten Stämmen von Escherichia coli.

Zusammensetzung (g/l) :

Trypton	10	Natriumchlorid	10
Hefeextrakt	5	-	-

- **Lagerung: 2 - 25 °C (dehydriertes Medium) 2 - 8 °C (für Fläschchen)**
- **Inkubation 35 °C ± 2 °C für 18 - 24 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777495	Dehydriertes Medium Luria-Brühe (LB Miller-Formulierung) - Condalab	500 g	AA -
777920	Dehydriertes Medium Luria-Brühe (LB Miller-Formulierung) - Condalab	1 kg	AA -
693366	LB-Brühe Formulierung Miller Flasche 100 ml - ClearLine®	10	AA -



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com