Mac Conkey (Brühe) - nach dem Arzneibuch

Wird zum Nachweis von Coliformen in Wasser, Milch und pharmazeutischen Präparaten verwendet.

- **Lagerung: 2 - 25 °C (dehydrierte Basis und gebrauchsfertiges Medium)**
- **Inkubation 42- 44 °C für 24 - 48 Stunden**

Dehydrierte Basis

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777303	Mac Conkey Dehydrierte Brühe Medium - Condalab	500 g	AA -

Gebrauchsfertige Medien

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
693302	Mac Conkey 100 ml Flasche mit Brühe - ClearLine	10	AA -

Mac Conkey (Agar) - nach dem Arzneibuch

Differenzialmedium zur Anleitung der Identifizierung von laktosefermentierenden und nicht-laktosefermentierenden Enterobacteriaceae.
Seine Verwendung wird empfohlen für Untersuchung auf Escherichia coli in Wasser, Lebensmittel, Molkereiprodukte und Arzneimittel pharmazeutische Präparate.



Enterobacter aerogen — Escherichia coli

- **Lagerung: 2 - 25 °C (dehydrierte Basis und gebrauchsfertiges Medium)**
- **Inkubation**
- **ISO 21567-Zifizierung: 37 ± 1 °C für 20 - 24 Stunden**
- **ISO 21150-Zifizierung: 30- 35 °C für 24 Stunden**

Dehydrierte Basis

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777298	Dehydriertes Mac-Agar-Medium Conkey - Condalab	500 g	AA -

Gebrauchsfertige Medien

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
693369	Mac Conkey*100 ml Flasche Brühe - ClearLine	10	AA -
693448	Mac Conkey*100 ml Flasche Brühe - ClearLine	6	AA -

* Nicht mit dem Arzneibuch übereinstimmend

Malz (Brühe)

Brühe für die Isolierung und Kultivierung von Hefen und Schimmelpilzen.

- **Lagerung 2 - 25 °C**
- **Inkubation 30 ± 2 °C für 18 - 72 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777305	dehydriertes Medium Malzextraktbrühe - Condalab	500 g	AA -

Malz (Agar)

Empfohlen für den Nachweis, die Isolierung und die Auszählung von Hefen und Schimmelpilzen.

- **Lagerung: 2 - 25°C (dehydrierte Basis) - 2 - 8°C (gebrauchsfertiges Medium)**
- **Inkubation 25- 30 °C für 18 - 72 Stunden**

Dehydrierte Basis

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777304	Dehydrierter Agar-Mittel-Malzextrakt - Condalab	500 g	AA -

Gebrauchsfertige Medien

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
693437	Schrägröhrchen Malzextrakt-Agar - ClearLine®	100	AA -
693370	100 ml Flasche Malzextrakt-Agar - ClearLine®	10	AA -

Mannitol-Mobilitätsnitrat

Wird zur präsumtiven Identifizierung von Enterobacteriaceae auf der Basis von Mannitol-Fermentation, Mobilität und Reduktion von Nitrat zu Nitrit verwendet.

- **Lagerung: 2 - 25°C (dehydrierte Basis) - 2 - 8°C (gebrauchsfertiges Medium)**
- **Inkubation 35 ± 2 °C für 18 - 24 Stunden**

Dehydrierte Basis

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777306	Dehydriertes Medium Mannitol-Mobilitätsnitrat - Condalab	500 g	AA -

Gebrauchsfertige Medien

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
693461	10 ml Röhrchen Mannitol-Mobilitätsnitrat - ClearLine®	6	AA -
693412	10 ml Röhrchen Mannitol-Mobilitätsnitrat - ClearLine®	100	AA -

Mannitol-Salz-Agar (MSA)

Siehe Chapman-Agar

Marine (Agar)


Für die Isolierung und Auszählung von heterotropen Meeresbakterien.

- **Lagerung: 2 - 8 °C**
- **Inkubation 20- 25 °C für 24 - 72 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777309	Dehydriertes marines Agarmedium - Condalab	500 g	AA -

M-EI (chromogener Agar)

Für den Nachweis und die Auszählung von Enterococcus in Wasser durch die Membranfiltrationsmethode.




- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 41 ± 0,5 °C für 18 - 24 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777310	Dehydriertes Medium für chromogenen Agar M-EI - Condalab	500 g	AA -

Modifizierter M-EI (chromogener Agar)

Zur Isolierung und Differenzierung von Enterococcus faecalis und Enterococcus faecium



- **Lagerung: 2 - 8 °C**
- **Inkubation 41 ± 0,5 °C für 18 - 24 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
778436	Dehydriertes Medium für modifizierten chromogenen M-EI-Agar - Condalab	500 g	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com