MKTTn - Müller Kauffman hellgrün mit Novobiocin (Brühe)

Medium für die selektive Anreicherung von Salmonellen. Die Verwendung dieses Mediums erfordert die spontane Zugabe eines Jodlösung.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation: gemäß ISO 19250 und ISO 11133: 37 °C ± 1 °C für 24± 3 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777324	Dehydriertes Medium MKTTn - Condalab	500 g	AA -

Ergänzungen

Für 100 ml des Mediums

- **20 ml einer destillierten oder entmineralisierten Wasserlösung mit 5 g Kaliumjodid und 4 g Jod hinzufügen. Beachten Sie, dass das gesamte Medium noch am selben Tag verwendet werden muss.**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
348454-CER	Jod	100 g	AA -
362405-CER	Kaliumjodid	250 g	AA -

Moeller KCn (Brühe)

Unterscheidung von Darmbazillen, die in Gegenwart von Zyanid wachsen können.

- **Lagerung 2 - 25 °C**
- **Inkubation 35 °C ± 2 °C für 24 - 48 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777314	Moeller KCn Dehydrierte Brühe Medium - Condalab	500 g	AA -

MIO - Medium Mobilität Indol Ornithin

Halbfestes Medium zur Differenzierung von Enterobakterien durch Mobilität, Ornithindecarboxylase-Aktivität und Indolproduktion.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 35 °C ± 2 °C für 24 - 48 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777313	Dehydriertes Medium Indol Ornithin Mobilität - Condalab	500 g	AA -

Ergänzungen

- **Für den Indol-Nachweis**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777535	KOVAC-Reagenz - Condalab	100 ml	AA -
435922-CER	KOVAC-Reagenz	100 ml	AA -

Mossel (Brühe) - EE (Brühe)

Die AnreicherungsBrühe für Enterobacteriaceae nach Mossel ist ein Selektivmedium, das für die Untersuchung von Enterobacteriaceae in Lebensmitteln empfohlen wird. Entspricht der Europäischen Pharmakopöe.

- **Lagerung: 2 - 30 °C (dehydrierte Basis) 2 - 8 °C (gebrauchsfertiges Medium)**
- **Inkubation 37 °C für 24 - 48 Stunden**

Dehydrierte Basis


Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777315	Dehydriertes Medium Mossel EE-Brühe - Condalab	500 g	AA -

Gebrauchsfertige Medien

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
693413	9 ml Röhrchen Mossel*-Brühe - ClearLine®	100	AA -
693371	100 ml Flasche Mosselbrühe- ClearLine®	10	AA -

* Nicht mit dem Arzneibuch übereinstimmend

Mossel (Bacillus cereus - Agar)



Bacillus cereus

Empfohlen für den Nachweis und die Zählung von Sporen und vegetativen Formen von Bacillus cereus in Lebensmitteln.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 35 °C ± 2 °C für 24 - 40 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777183	Dehydriertes Medium Bacillus cereus Selektivagar nach Mossel (MYP) - Condalab	500 g	AA -

Ergänzungen

Für 900 ml des Mediums.

- **Eigelb-Emulsion : 100 ml**
- **Polymixin B* : 100.000 UI**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777780	100 ml Flasche Eigelb-Emulsion - condalab	1	AA -
777767	Polymixin B* Ergänzung - condalab	10 Fläschchen für 500 ml	AA -

* Zu rekonstituieren in 5 ml sterilem destilliertem Wasser

MRS deMan,Rogosa, Sharpe (Brühe)

Wird für die Kultur von LactoBacillus verwendet.

- **Lagerung: 2 - 25 °C (für dehydrierte Basis) und 2 - 8 °C (für gebrauchsfertige Medien)**
- **Inkubation 35 °C für 3 Tage oder 30 °C für 5 Tage in einer mit CO_2angereicherten Atmosphäre**

Dehydrierte Basis

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777317	Dehydriertes Medium MRS Brühe- Condalab	500 g	AA -

Gebrauchsfertige Medien

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
693432	9-ml-Röhrchen MRS-Brühe - ClearLine®	100	AA -
693344	100 ml Flasche MRS-Brühe - ClearLine®	10	AA -