MRS deMan,Rogosa, Sharpe (Agar)

Für die Kultur von LactoBacillus. Das Medium mit einem pH-Wert von 5,4 ermöglicht die Auszählung von LactoBacillus bulgaricus in Joghurt.

- **Lagerung: 2 - 8 °C (für dehydrierte Basis und gebrauchsfertige Medien)**
- **Inkubation 35 °C für 3 Tage oder 30 °C für 5 Tage in einer mit CO_2angereicherten Atmosphäre**

Dehydrierte Basis

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777316	Dehydriertes Agarmedium MRS - Condalab	500 g	AA -

Gebrauchsfertige Medien

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
693449	200 ml Flasche MRS-Agar - ClearLine®	6	AA -

MRS deMan,Rogosa, Sharpe pH 5,7 (Agar)

Das Medium mit einem pH-Wert von 5,7 ermöglicht die Auszählung von mesophilen Milchsäurebakterien

- **Lagerung: 2 - 8 °C (für dehydrierte Basis und gebrauchsfertige Medien)**
- **Inkubation 35 °C für 3 Tage oder 30 °C für 5 Tage in einer mit CO_2angereicherten Atmosphäre**

Dehydrierte Basis

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777858	Dehydriertes Medium MRS Agar low pH ISO - 500 g	500 g	AA -

Gebrauchsfertige Medien

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
693372	100 ml Flasche MRS-Agar pH 5,7 ClearLine®	10	AA -

MRVP (Methylrot - Voges Proskauer) Clarks und Lubs Medium

Zur Differenzierung von Escherichia coli von Entobakterien

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation - Für den Methylrot-Test: 35 ± 2 °C für 3 bis 5 Tage (Röhrchen muss vor der Prüfung bebrütet werden) - Für den Voges-Proskauer-Test: 35 ± 2 °C**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777320	MR-VP dehydriertes Medium von Clark und Lubs - Condalab	500 g	AA -

Erforderliches Reagenz

- **5 Tropfen einer 0,4%igen Methylrotlösung für den MR-Test**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
339006	Fläschchen mit 2,5 ml Alpha-Naphthol und Fläschchen mit 2,5 ml Kaliumhydroxid für VP Test	10 + 10	AA -

MSRV Modifizierter halbfester Rappaport Vassiliadis (Brühe)

Modifizierte Rappaport-Vassiliadis-Brühe

Zum Nachweis mobiler Salmonellenarten gemäß ISO 6579

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 41,5 °C für 24 h**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777319	Dehydriertes Medium MSRV-Medium - Condalab	500 g	AA -

Mueller Hinton (Agar)

Referenzmedium für Antibiotika- und Sulfonamid-Empfindlichkeitstests von Keimen.

- **Lagerung: 2 - 25 °C (für dehydrierte Basis) und 2 - 8 °C (für gebrauchsfertige Medien)**
- **Inkubation 35 ± 2 °C für 24 Stunden**

Dehydrierte Basis

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777321	Mueller-Hinton-Agar-dehydriertes Medium - Condalab	500 g	AA -

Gebrauchsfertige Medien

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
693373	Mueller Hinton Agar 100 ml Flasche - ClearLine®	10	AA -

Müller-Kauffman-Tetrathionat (Brühe)

Wird zur selektiven Anreicherung von Salmonellen in Lebensmitteln verwendet.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 42- 43 °C für 6 - 24 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777325	Müller-Kauffman-Tetrathionat-Brühe Dehydratisiertes Medium - Condalab	500 g	AA -

Ergänzung

- **20 ml/Liter Iodidlösung und 10 ml/Liter 0,1%ige hellgrüne Lösung zugeben. Verwendung am selben Tag mittel**

Neutralisator

Das Neutralisationsgemisch wird dem Voranreicherungsmedium immer dann zugesetzt, wenn das Vorhandensein einer Desinfektionslösung bekannt ist oder vermutet wird. In der Regel sollte diese Mischung zu 10 % des Endvolumens des Voranreicherungsmediums verwendet werden.

- **Lagerung 15 - 25 °C im Dunkeln**

Formel in g/l			
Dinatriumphosphat	100,8	**L-Histidin HCL**	1
Natriumthiosulfat	7,8	**Tween 80**	30
Lecithin	3	**Destilliertes Wasser**	857,4

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
693422	ClearLine®Neutralisator - 25 ml Röhrchen	100	AA -

Universal-Neutralisator

Das Neutralisationsgemisch wird dem Voranreicherungsmedium immer dann zugesetzt, wenn das Vorhandensein einer Desinfektionslösung bekannt ist oder vermutet wird. In der Regel sollte diese Mischung zu 10 % des Endvolumens des Voranreicherungsmediums verwendet werden.

- **Lagerung 15 - 25 °C im Dunkeln**

Formel in g/l			
Dinatriumphosphat	75,45	**Tween 20**	20
Natriumthiosulfat	7,8	**Tween 80**	30
Lecithin	3	**Destilliertes Wasser**	950
L-Histidin HCL	1		

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
693329	ClearLine® Universal Neutralisator - 100 ml Flasche	10	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com