Nitratmobilität (Agar)

Medium zur Bestätigung von Clostridium perfringens.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 35 ± 2 °C für 24 - 48 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777327	Dehydriertes Medium Nitrat-Mobilitätsmedium - Condalab	500 g	AA -

Nocive Bakterien für Brauereien (Brühe)

Zum Nachweis von schädlichen Verunreinigungen beim Brauen.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 30 - 35 °C für 4 Tage**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777863	Dehydriertes Medium für Nocive Brewers bacteria Broth base modified - Condalab	500 g	AA -

Nocive Bakterien für Brauereien (Agar)

Zum Nachweis von schädlichen Verunreinigungen beim Brauen.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 30 - 35 °C für 4 Tage**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777862	Dehydriertes Medium Nocive Brewers bacteria Agar base modified - Condalab	500 g	AA -

Nährstoff (Brühe)

Für die Kultur von anaeroben Keimen

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 35 ± 2 °C für 18 - 48 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777332	Dehydriertes Medium für Nährstoffbrühe - Condalab	500 g	AA -

Nährstoff-Agar

Medium für die Kultivierung von nicht anspruchsvollen Keimen in Wasser und klinischen Proben.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 35 ± 2 °C für 18 - 24 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777328	Dehydratisiertes Medium für Medium ISO 6579 / ISO 10273 - Condalab	500 g	AA -

Nährstoffagar mit Natriumchlorid ISO 21258

Von der ISO 21528 empfohlenes Medium für die Bestätigung von Enterobacteriaceae.

- **Lagerung: 2 - 25 °C (Dehydrierte Basis und gebrauchsfertiges Medium)**
- **Inkubation 37 ± 1 °C für 24± 2 Stunden**

Dehydrierte Basis

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777331	Dehydriertes Medium für Nährstoffagar mit Natriumchlorid ISO 21258 - Condalab	500 g	AA -

Gebrauchsfertige Medien

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
693374	100 ml Flasche Nährstoffagar mit Natriumchlorid - ClearLine®	10	AA -

O.G.A. (Oxytetracyclin-Glucose-Agar) (O.G.Y.E.)

Empfohlen für die Auszählung von Hefen und Schimmelpilzen in Milch, Molkereiprodukten und Lebensmitteln.

- **Lagerung: 2 - 25 °C (Dehydrierte Basis und gebrauchsfertiges Medium)**
- **Inkubation 20 - 25 °C für 5 - 7 Tage**

Dehydrierte Basis

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777335	Dehydriertes Medium für O.G.A.-Agar (O.G.Y.E.) - Condalab	500 g	AA -

Gebrauchsfertige Medien

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
693375	100 ml Flasche O.G.A.-Agar (O.G.Y.E.) - ClearLine®	10	AA -

Ergänzung

Für 500 ml des Mediums.

- **50 mg Oxytetracyclin in 5 ml steriles destilliertes Wasser geben**

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
777791	Oxytetracyclin - 50 mg Flasche- Condalab	10	AA -

Osmophil (Agar)

Zum Nachweis von osmophilen Hefen in Lebensmitteln.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 20 ± 20 °C für 48 - 72 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777337	Dehydriertes Medium für Osmophilie-Agar - Condalab	500 g	AA -

Ox bakteriologische Galle

Bestandteil, der als selektiver Hemmstoff in Kulturmedien wie BLBVB verwendet wird

- **Lagerung: 2 - 25 °C**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777448	Bakteriologische Gallen-Ox - Condalab	500 g	AA -
778405	Bakteriologische Galle-Ox - Condalab	25 kg	AA -