
Oxford (Agar)

Selektives Medium für den Nachweis und die Isolierung von Listeria monocytogenes aus biologischen Proben, Milchprodukten und Lebensmitteln.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 37 °C für 48± 2 Stunden**



Listeria monocytogen

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777286	Dehydriertes Medium für Oxford-Agar - Condalab	500 g	AA -

Ergänzung

Für 500 ml des Mediums.

- **Cycloheximid 200 mg**
- **Colistin-Sulfat 10 mg**
- **Fosfomycin 5 mg**
- **Acryflavin 2,5 mg**
- **Cefotetan 1 mg**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777793	Zusatz für Oxford-Agar - Condalab	10 Flaschen für 500 ml	AA -

Palcam

Palcam Agar ist ein Selektivmedium für den Nachweis und die Isolierung von Listeria monocytogenes aus biologischen Proben, Milchprodukten und Lebensmitteln.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 35 ± 2 °C für 24 - 48 Stunden**



Listeria monocytogen

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777288	Dehydriertes Medium für Palcam Agar - Condalab	500 g	AA -

Ergänzung

Für 500 ml des Mediums.

- **Ceftazimid 10 mg**
- **Polymyxin B-Sulfat 5 mg**
- **Acryflavin 2,5 mg**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777794	Zusatz für Palcam agar - Condalab	10 Flaschen für 500 ml	AA -

PCA Plate count agar (Agar)

Für die Suche nach der Gesamtflora in Lebensmitteln.

- **Lagerung: 8 - 15 °C**
- **Inkubation 30 °C für 72 h**

Dehydrierte Basis

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777392	Dehydriertes Agarmedium PCA - Condalab	500 g	AA -

Gebrauchsfertige Medien

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
693339	200 ml Flasche - PCA-Agar - ClearLine®	6	AA -
693438	Schrägrohr - PCA-Agar - ClearLine®	100	AA -
853075B	PCA-Kontaktboxen	20	AA -

Chromogenes PCA (Agar)

Chromogenes Medium für die Suche nach der Gesamtflora in Lebensmitteln.

- **Lagerung: 2 °C - 8 °C**
- **Inkubation 32 °C ± 2 °C für 18 - 24 Stunden**



Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777876	Chromogenes Medium für die Gesamtflora - Condalab	500 g	AA -

PCA-Magermilch

Für die Suche nach der Gesamtflora in Lebensmitteln.

- **Lagerung: 2 - 25°C für die dehydrierte Basis und das gebrauchsfertige Medium**
- **Inkubation - ISO 11133-Zertifizierung: 30 ± 1°C für 72 h ± 3 h - Gemäß APHA: 32 ± 2 °C für 18 - 48 Stunden**

Dehydrierte Basis

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777393	Dehydriertes Medium PCA-Magermilchagar - Condalab	500 g	AA -

Gebrauchsfertige Medien

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
693376	100 ml Flasche - PCA-Magermilchagar - ClearLine®	10	AA -

PCA ohne Glukose (Agar)

Wird in der Wasserbakteriologie für die Auszählung von wiederbelebbaren Mikroorganismen durch Auszählen verwendet.

- **Lagerung: 2 - 25°C für die dehydrierte Basis und das gebrauchsfertige Medium**
- **Inkubation - Für eine Reihe von Boxen: 36 ± 2 °C für 44 h ± 4 h - Für eine andere Gruppe von Boxen: 22 ± 2 °C für 68± 4 Stunden**

Dehydrierte Basis

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777875	Dehydriertes PCA-Agar-Medium ohne Glukose - Condalab	500 g	AA -

Gebrauchsfertige Medien

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
693377	100 ml Flasche - PCA-Agar ohne Glukose - ClearLine®	10	AA -

Bakteriologisches Pepton

Inhaltsstoff der Stickstoffquelle

- **Lagerung: 2 - 25 °C**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777449	Bakteriologische Peptone - Condalab	500 g	AA -

Pepton-Salz

Isotonisches Verdünnungsmittel mit niedrigem Peptongehalt, das für Verdünnungen in der Lebensmittelanalyse verwendet wird.

- **Lagerung 20 - 25 °C**

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
693304	Peptonsalz ClearLine® - Röhrchen 9 ml	100	AA -
693424	Peptonsalz ClearLine® - Röhrchen 25 ml	100	AA -
693395	Peptonsalz ClearLine® - Flaschen 45 ml	10	AA -
693305	Peptonsalz ClearLine®- Flasche 90 ml	10	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com