
Süßkartoffel (Brühe)

Brühe für die Kultivierung von Hefen und Schimmelpilzen.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 25- 30 °C für 48 - 72 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777347	Dehydriertes Kartoffelbrühe-Agar-Medium - Condalab	500 g	AA -

Süßkartoffel (Brühe)



Aspergillus brasiliensis

Medium zur Kultivierung und Identifizierung von Hefen und Schimmelpilzen in Lebensmitteln.

- **Lagerung: 2 - 25°C für die dehydrierte Basis und das gebrauchsfertige Medium**
- **Inkubation 30 ± 2°C für 18 - 48 h, erforderlichenfalls bis zu 7 Tagen (für Trichophyton menragrophytes-Kultur)**

Dehydrierte Basis

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777346	Dehydriertes Süßkartoffel Medium - Condalab	500 g	AA -

Gebrauchsfertige Medien

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
693377	100 ml Flasche - Süßkartoffel - ClearLine®	10	AA -

Pseudomonas (CFC - Agar)

Zur Auszählung und Isolierung von Pseudomonas spp in Fleisch und Fleischerzeugnissen.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 25 ± 1 °C für 44± 4 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777350	Dehydriertes CFC-Agar-Medium (Basis) Pseudomas - Condalab	500 g	AA -

Ergänzung

Zu rekonstituieren in 5 ml destilliertem Wasser

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF/ VE
777773	C.F.C. Ergänzung (Cetrimid / Fusidat-Natrium / Cephalothin (Natriumsalz)) - Condalab	10 Flaschen für 500 ml	AA -

Pseudomonas CN (Agar)

Medium zur Zählung und Identifizierung von Pseudomonas aeruginosa durch Membranfiltration. Von UNE-EN 12780 und EN ISO 16266 empfohlenes Medium.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 36 ± 2 °C für 22± 2 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777351	Dehydriertes Pseudomas CN-Agar-Medium (UNE-EN 12780:2002) - Condalab	500 g	AA -

R2A (Agar)

Für die heterotrope Auszählung von Bakterien in Trinkwasser durch die Membranfiltrationstechnik oder Agar-Plating.

- **Lagerung: 2 - 25°C für die dehydrierte Basis und das gebrauchsfertige Medium**
- **Inkubation - Gemäß den Standardmethoden für Wasser und Abwasser: 20 - 28 °C für 5 - 7 Tage, dann 35 °C für 5 - 7 Tage - nach dem Arzneibuch: 30 - 35 °C für mindestens 5 Tage - Für den allgemeinen Gebrauch : 35 ± 2 °C für 24 - 72 Stunden**

Dehydrierte Basis

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777365	Dehydriertes Agarmedium R2A - Condalab	500 g	AA -

Gebrauchsfertige Medien

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
693379	100 ml Flasche - R2A-Agar - ClearLine®	10	AA -

Rappaport Vassilliadis (RV - Brühe)

Wird für die selektive Anreicherung von Salmonellen in Lebensmitteln verwendet.

- **Lagerung: 2 - 25 °C (für dehydrierte Basis) und 2 - 8 °C (für gebrauchsfertige Medien)**
- **Inkubation 30- 35 °C für 18 - 24 Stunden**

Dehydrierte Basis

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777355	Rappaport-Vassilliadis-Medium für dehydrierte Brühe - Condalab	500 g	AA -

Gebrauchsfertige Medien

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
693414	10 ml Röhrchen - Rappaport-Vassilliadis-Brühe - ClearLine®	100	AA -
693380	100 ml Flasche - Rappaport Vassilliadis Brühe - ClearLine®	10	AA -

Rappaport Vassilliadis Soja (RVS - Brühe)

Wird zur selektiven Anreicherung von Salmonellen in Lebensmitteln oder pharmazeutischen Produkten verwendet.

- **Lagerung: 2 - 25 °C (für dehydrierte Basis) und 2 - 8 °C (für gebrauchsfertige Medien)**
- **Inkubation 41,5 ± 1 °C für 24± 3 Stunden**

Dehydrierte Basis

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777357	Dehydratisiertes Medium Rappaport-Vassilliadis-Soja-Brühe ISO 6579 / ISO 11133 / ISO 19250 - Condalab	500 g	AA -

Gebrauchsfertige Medien

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
693415	10 ml Röhrchen - Rappaport-Vassilliadis-Soja Brühe - ClearLine®	100	AA -

Ringer

Allzweckverdünner für die Molkereiindustrie.

- **Lagerung: 20 - 25 °C**

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
693406	ClearLine® Ringer-Tabletten (1/4 Lösung) ClearLine®	100	AA -
693348	1/4 Ringer ClearLine® Lösung - 90 ml Flasche	10	AA -