
Chromogener Salmonellen-Agar



Medium für die Isolierung von Salmonella spp. aus klinischen Proben, Wasser und der Lebensmittelindustrie.

- **Lagerung: 2 - 8 °C**
- **Inkubation 35 ± 2 °C für 18 - 24 Stunden**


Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777376	Chromogenes Basismedium für die Isolierung von Salmonellen - Condalab	500 g	AA -

Ergänzung

- **Antibiotikamischung - In 5 ml sterilem, destilliertem Wasser zu rekonstituieren**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
778404	Antibiotika-Mischung als Ergänzung	10 Flaschen für 500 ml	AA -

Slanetz und Bartley (Agar)




Für die Isolierung und Auszählung von Enterokokken in Wasser und Lebensmitteln durch Membranfiltertechnik oder Isolierung auf Petrischalen. Entspricht dem Standard ISO 11133 / ISO 7899-2.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 36 ± 2 °C für 44± 4 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777389	Dehydrierter Slanetz- und Bartley-Agar - Condalab	500 g	AA -

S.S. (Salmonella Shigella - Agar)



Salmonella typhimurium

Für die Auswahl und Isolierung von Salmonellen und Shigellen.

- **Lagerung: 2 - 25 °C (dehydrierte Basis und gebrauchsfertiges Medium)**
- **Inkubation 35 ± 2 °C für 18 - 24 Stunden**


Dehydrierte Basis

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777378	Dehydriertes Medium S.S. Agar - Condalab	500 g	AA -

Gebrauchsfertige Medien

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
693385	100 ml Flasche S.S. Agar - ClearLine®	100	AA -

Modifizierter S.S. (Salmonella Shigella - Agar)



Salmonellen typhimurium — Shigella sonnei

Für die Auswahl und Isolierung von Salmonellen und Shigellen.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 35 ± 2 °C für 18 - 24 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777379	Modifizierter S.S.-Agar-dehydriertes Medium - Condalab	500 g	AA -

Selenit (Brühe)

Wird für die selektive Anreicherung von Salmonellen in Wasser, Lebensmitteln und klinischen Proben verwendet.

- **Lagerung: 2 - 8 °C**
- **Inkubation 35 ± 2 °C für 18 - 24 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777390	Selenit-Agar-dehydriertes Medium - Condalab	500 g	AA -

Selenit Cystin (Brühe)

Wird zur selektiven Anreicherung von Salmonellen in Wasser oder Lebensmitteln verwendet.

- **Lagerung: 2 - 8 °C**
- **Inkubation 35 ± 2 °C für 18 - 24 Stunden**

Dehydrierte Basis

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777385	Dehydriertes Medium Selenit-Cystin-Agar - Condalab	500 g	AA -

Gebrauchsfertige Medien

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
693417	10 ml Röhrchen Selenit-Cystin-Agar - ClearLine®	100	AA -
693386	100 ml Flasche Selenit-Cystin-Agar - ClearLine®	10	AA -

SIM (Agar)

Halbfestes Medium für die Differenzierung von Enterobakterien.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 35 ± 2 °C für 18 - 24 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777387	Dehydriertes Agarmedium SIM - Condalab	500 g	AA -


SPS (Sulfit Polymyxin Sulfadiazin - Agar)

Zur Isolierung und Zählung von Clostridium perfringens in Lebensmitteln.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 35 ± 2 °C für 24 - 48 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777391	Dehydriertes Agarmedium SPS - Condalab	500 g	AA -

Staphylokokken (chromogener Agar)



Chromogenes Medium für den Nachweis und die Differenzierung verschiedener Staphylokokkenarten.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 35 ± 2 °C für 24 - 48 Stunden**

Grüne Kolonien : Staphylococcus epidermidis
Blaugrüne Kolonien : Staphylococcus saprophyticus
Magenta-Kolonien : Staphylococcus aureus

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
778437	Chromogenes Medium für Staphylokokken - Condalab	500 g	AA -

Eisensulfat-Agar Iron sulfite agar ISO 15213

Für die Auszählung von sulfatreduzierenden Bakterien unter anaeroben Bedingungen.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 37 ± 1 °C für 24 - 48 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777844	Dehydriertes Eisensulfat-Agar-Medium - Condalab	500 g	AA -