Indol-Harnstoff (Brühe) - ISO 10273

Brühe zur Differenzierung von Enterobakterien auf der Basis von Urease- und Indolproduktion und Tryptophan-Transdeamination (TDA).

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 35 ± 2 °C für 18 - 24 Stunden**



Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777428	Dehydriertes Medium Harnstoff-Indol-Brühe - Condalab	500 g	AA -

Ergänzung

Für 1000 ml Medium

Art. Nr.	Bezeichnung	Flasche	CHF
528771-CER	Denaturiertes Ethanol 95%	1 l	AA -

Brillantgrün, 2% Galle

Siehe BLBVB Seite 635

Brillantgrün mit Tetrathionat (Brühe)

Medium zur Anreicherung von Salmonellen in Lebensmitteln und Wasser.

- **Lagerung: 2 - 8 °C**
- **Inkubation 35 ± 2 °C für 24 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777204	dehydriertes Medium hellgrüne Brühe gemischt mit Tetrathionat - Condalab	500 g	AA -

Brillantgrünes Phenolrot (Kristensen-Agar) ISO 19250 / ISO 6579

Empfohlen für den Nachweis von anderen Salmonellen als Salmonella typhi in Lebensmitteln und pharmazeutischen Produkten.
Es ist ein sehr selektives Medium für Salmonellen. Der hohe Anteil an Hellgrün hemmt das Wachstum von grampositiven und den meisten gramnegativen Bakterien.
Die Verwendung dieses Mediums für die Isolierung von Enterobakterien wird nicht empfohlen. Ebenso ist das Wachstum von Typhus-Salmonellen und Shigellen gering oder gar nicht vorhanden.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 35 ± 2 °C für 18 - 24 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777198	Dehydriertes Medium hellgrüner Phenolrot-Agar - Condalab	500 g	AA -

Fleisch Leber (Agar)

Empfohlen für den Nachweis und die Zählung von sulfatreduzierenden Clostridium-Sporen in Lebensmitteln.

- **Lagerung: 2 - 8 °C**
- **Inkubation 37 °C für 24 - 48 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
693421	20-ml-Tube Fleisch- und Leberagar - ClearLine® (vollständig)	6	AA -
693392	100 ml Flasche Fleisch- und Leberagar - ClearLine® (vollständig)	10	AA -

V.R.B.G. (Violet Red Bile Glucose)

VRBG-Agar wird für den Nachweis und die Zählung von Enterobacteriaceae in Lebensmitteln empfohlen.

- **Lagerung: 2 - 25 °C (dehydrierte Basis) 2 - 25 °C im Dunkeln (gebrauchsfertiges Medium)**
- **Inkubation 30- 35 °C für 18 - 24 Stunden**

Dehydrierte Basis

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777431	Dehydriertes Agarmedium V.R.B.G. - Condalab	500 g	AA -


Gebrauchsfertige Medien

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
693393	100 ml Flasche V.R.B.G.-Agar - ClearLine®	10	AA -
853077B	V.R.B.G.-Kontaktbox	20	AA -

V.R.B.L. (Violet Red Bile Lactose)

Der VRBL Agar wird für den Nachweis von Coliformen in Lebensmitteln und Milchprodukten empfohlen.

- **Lagerung: 2 - 25°C (dehydrierte Basis) 2 - 25°C im Dunkeln (gebrauchsfertiges Medium)**
- **Inkubation 30- 35 °C für 18 - 24 Stunden**



Dehydrierte Basis

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777432	Dehydriertes Agarmedium V.R.B.L. - Condalab	500 g	AA -

Gebrauchsfertige Medien

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
693394	100 ml Flasche V.R.B.L.-Agar - ClearLine®	10	AA -
853074B	V.R.B.L.-Kontaktbox	20	AA -

WL (Differential-Agar)

Für die Auswahl und Kontrolle der mikrobiellen Flora in fermentierten Produkten, insbesondere Bier.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 30 °C für 24 - 48 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777437	Dehydrierter Agarmedium W.L. - Condalab	500 g	AA -

WORT (Brühe)

Zur Bestimmung von Hefen.


- **Lagerung: 2 - 8 °C**
- **Inkubation 30 °C für 48 h**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777895	Dehydriertes Medium WORT Brühe- Condalab	500 g	AA -

Wilson Blair (Agar) - Bismutsulfit-Agar

Ein hochselektives Medium, das für den Nachweis von Salmonellen, insbesondere Salmonella typhi, in klinischen Proben, Milchprodukten und Lebensmitteln empfohlen wird.

- **Lagerung 8 - 15 °C**
- **Inkubation 35- 37 °C für 24 - 48 Stunden**



Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777192	Wilson Blair Agar Dehydratisiertes Medium - Condalab	500 g	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com