Mikroröhrchen 3810 Eppendorf

	Eppendorf quality™	PCR Clean
	  	 
Volumen (ml)	1,5	1,5
Durchmesser (mm)	10,8	10,8
Höhe (mm)	41	41
Material	Reines Polypropylen	Reines Polypropylen
Steril	Nein	Nein
Verschluss-Typ	Snap	Snap
Autoklavierbar	Ja	Ja
Max. Zentrifug. (g)	30000	30000
Graduierung	Ja	Ja
Beschriftungsbereich	Ja auf dem Röhrchen und Kappe	Ja auf dem Röhrchen und Kappe
Einsatztemperatur	-86 °C bis +100 °C	-86° C bis +100 °C
Eigenschaften	Leichtes Öffnen und sicheres Schließen; keine Trennmittel, Weichmacher oder Biozide	PCR Clean Qualität: frei von DNasen, RNasen, menschlicher DNA und PCR-Inhibitoren Leichtes Öffnen und sicheres Schließen; keine Trennmittel, Weichmacher oder Biozide
VE	Schachtel mit 1000 Mikroröhrchen	Schachtel mit 1000 Mikroröhrchen
Natur	**033511**	**033510**
Gelb	**033512**	-
Rot	**033514**	-
Grün	**033513**	-
Blau	**033528**	-
CHF/ VE	**AA -**	**AA -**

Eppendorf Safe-Lock-Mikroröhrchen

	Eppendorf quality™			Biopur		
	  			  		
Volumen (ml)	0,5	1,5	2	0,5	1,5	2
Durchmesser (mm)	7,8	10,8	10,8	7,8	10,8	10,8
Höhe (mm)	31	41	42	31	41	42
Material	Reines Polypropylen			Reines Polypropylen		
Steril	Nein			Ja		
Verschluss-Typ	Snap Safe-Lock			Snap Safe-Lock		
Autoklavierbar	Ja			Ja		
Max. Zentrifug. (g)	30000	30000	25000	22000		
Graduierung	Ja			Ja		
Beschriftungsbereich	Ja auf dem Röhrchen + Kappe			Ja auf dem Röhrchen + Kappe		
Einsatztemperatur	-86 °C bis +100 °C			-86 °C bis +100 °C		
Eigenschaften	Sicheres Verschlusssystem gegen unbeabsichtigtes Öffnen; keine Trennmittel, Weichmacher oder Biozide			Biopur-Qualität® frei von DNasen, RNasen, menschlicher und bakterieller DNA, Endotoxinen, ATP und PCR-Inhibitoren; sicheres Verschlusssystem gegen unbeabsichtigtes Öffnen; keine Trennmittel, Weichmacher oder Biozide		
VE	Schachtel mit 500 Mikroröhrchen	Schachtel mit 1000 Mikroröhrchen	Schachtel mit 1000 Mikroröhrchen	50 einzeln verpackte Mikroröhrchen	100 einzeln verpackte Mikroröhrchen	100 einzeln verpackte Mikroröhrchen
Natur	**033283**	**033290**	**033297**	**033304**	**033305**	**033306**
CHF/ VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Gelb	**033284**	**033291**	**033298**	-	-	-
Rot	**033285**	**033292**	**033299**	-	-	-
Grün	**033287**	**033294**	**033301**	-	-	-
Blau	**033286**	**033293**	**033300**	-	-	-
Assortiert*	**033289**	**033296**	**033303**	-	-	-
Bernstein	**033288**	**033295**	**033302**	-	-	-
CHF/ VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	-	-	-

*(natur, gelb, rot, grün und blau)