## Biosigma-Mikroröhrchen





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Volumen (ml) | 1,5 | | | 2 |
| Durchmesser (mm) | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| Höhe (mm) | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Material | Polypropylen | | | |
| Steril | Nein | | | |
| Verschluss | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Verschluss-Typ | Durchstechbarer Snap | Durchstechbarer Snap | - | Durchstechbarer Snap |
| Autoklavierbar | Ja | | | |
| Max. Zentrifug. (g) | 25.000 | | | |
| Graduierung | Ja | | | |
| Beschriftungsbereich | Ja auf dem Röhrchen + Kappe | | | |
| Einsatztemperatur : | -80 °C bis +121 °C | | | |
| Eigenschaften | CE IVD Kennzeichnung | | | |
| **VE** | Wiederverschließbarer Beutel mit 500 Mikroröhrchen | Wiederverschließbarer Beutel mit 1000 Mikroröhrchen | | |
| Art. Nr. Einzelröhrchen natur | - | - | **390526** | - |
| Natur | **390525** | - | - | **390524** |
| Gelb | - | **390536** | - | - |
| Grün | - | **390538** | - | - |
| Blau | - | **390535** | - | - |
| Rosa | - | **390537** | - | - |
| **CHF/ VE** | **AA -** | **AA -** | **AA -** | **AA -** |

## Mikroröhrchen Greiner Bio-One



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volumen (ml) | 0,5 | 1,5 | | | 2 |
| Durchmesser (mm) | 7,7 | 9,12 | 10,45 | 9,12 | 9,31 |
| Höhe (mm) | 31,9 | 39 | 39 | 39 | 40,25 |
| Material | Polypropylen | | | | |
| Steril | Nein | | | | |
| Verschluss | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Verschluss-Typ | Snap | Snap | - | Snap | Snap |
| Autoklavierbar | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Max. Zentrifug. (g) | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 16.000 |
| Graduierung | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Beschriftungsbereich | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Einsatztemperatur | -80 °C bis +121 °C | -80 °C bis +121 °C | -80 °C bis +121 °C | -80 °C bis +100 °C | -80 °C bis +121 °C |
| Eigenschaften | Frei von DNasen, RNasen, menschlicher DNA und Endotoxinen ; geringe Spuren von Schwermetallen ; Viatron-kompatibel | Frei von DNasen, RNasen, menschlicher DNA und Endotoxinen; geringe Spuren von Schwermetallen | | | |
| **VE** | 1000 Mikroröhrchen | 500 Mikroröhrchen | 500 Mikroröhrchen | 8 Beutel mit 500 Mikroröhrchen | 500 Mikroröhrchen |
| Art. Nr. Einzelröhrchen natur | - | - | **618201** | - | - |
| Natur | **667201** | **616201** | - | - | **623201** |
| Schwarz | - | - | - | **616283** | - |
| **CHF/ VE** | **AA -** | **AA -** | **AA -** | **AA -** | **AA -** |

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com