
EasyFit® Treff® Mikroröhrchen

	CleanRoom Pure®				LoTrace® DNA	
EasyFit®						
Volumen (ml)	0,5		1,5		0,5	1,5
Durchmesser (mm)	10	10	12,8	12,8	10	12,8
Höhe (mm)	30	30	38,8	38,8	30	38,8
Material	Reines Polypropylen	Reines Polypropylen	Reines Polypropylen	Reines Polypropylen	Reines Polypropylen	Reines Polypropylen
Steril	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
Verschluss-Typ	Snap EasyFit®					
Autoklavierbar	Ja					
Max. Zentrifug. (g)	30000					
Graduierung	Ja					
Beschriftungsbereich	Ja					
Einsatztemperatur	-195 °C bis +121 °C					
Eigenschaften	Für den allgemeinen Gebrauch; leicht zu öffnen; Reinraumherstellung Klasse 8 nach ISO 14644-1; frei von DNasen, RNasen, menschlicher DNA, Endotoxinen, ATP und PCR-Inhibitoren				Geringe DNA-Anhaftung; für den allgemeinen Gebrauch; leicht zu öffnen; Reinraumherstellung Klasse 8 gem. ISO 14644-1; frei von DNasen, RNasen, menschlicher DNA, Endotoxinen, ATP und von PCR-Inhibitoren	
VE	500 Mikroröhrchen		1000 Mikroröhrchen		2000 Mikroröhrchen	1000 Mikroröhrchen
Natur	**034001**	**034159**	**034013**	**034013S**	**982748**	**982749**
Gelb	**034003**	-	**034015**	-	-	-
Grün	**034004**	-	**034016B**	-	-	-
Blau	**034005**	-	**034017**	-	-	-
Rosa	**034002**	-	**034014**	-	-	-
CHF/ VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**





➤ **CapLock :**
Vollständig versiegelte Kappen mit doppeltem Verschluss, der ein Öffnen der Kappe während der Inkubation verhindert



➤ **EasyFit :**
Für allgemeine Verwendung und Lagerung



➤ **ClickFit :**
Verstärkter Verschluss, besonders geeignet für Heizanwendungen