ClickFit® Treff® Mikroröhrchen

ClickFit®	CleanRoom Pure®				LoTrace® DNA					
										
Volumen (ml)	0,5	1,5	2		0,5	1,5	2	0,5	1,5	2
Durchmesser (mm)	10	12,8	12,8	12,8	10	12,8	12,8	10	12,8	12,8
Höhe (mm)	30	38,8	40	40	30	38,8	40	30	38,8	40
Material	Reines Polypropylen				Polypropylen					
Steril	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Verschluss-Typ	Snap ClickFit®									
Autoklavierbar	Ja									
Max. Zentrifug. (g)	30.000	30.000	20.000	20.000	30.000	30.000	20.000	30.000	30.000	20.000
Graduierung	Ja									
Beschriftungsbereich	Ja									
Einsatztemperatur :	-190 °C bis +121 °C									
Eigenschaften	Für den allgemeinen Gebrauch mit verstärktem Verschluss ; ideal für Anwendungen die eine Erwärmung des Mikroröhrchens erfordern ; Herstellung in Reinräumen der Klasse 8 nach ISO 14644-1 ; frei von DNasen, RNasen, menschlicher DNA, Endotoxinen, ATP und PCR-Inhibitoren				Geringe DNA-Haftung; zur allgemeinen Verwendung mit verstärktem Verschluss; ideal für Anwendungen, die eine Erwärmung des Mikroröhrchens erfordern; Reinraumklasse 8 gemäß ISO 14644-1; frei von DNasen, RNasen, menschlicher DNA, Endotoxinen, ATP und PCR-Inhibitoren			LightBlock für lichtempfindliche Proben; geringe DNA-Adhäsion; zur allgemeinen Verwendung mit verstärktem Verschluss; ideal für Anwendungen, die eine Erwärmung des Mikroröhrchens erfordern; Reinraumklasse 8 nach ISO 14644-1; frei von DNasen, RNasen, humaner DNA, Endotoxinen, ATP und PCRTP-Inhibitoren		
VE	500 Mikroröhrchen	1000 Mikroröhrchen	500 Mikroröhrchen	500 Mikroröhrchen	2000 Mikroröhrchen	1000 Mikroröhrchen	1000 Mikroröhrchen	500 Mikroröhrchen	1000 Mikroröhrchen	500 Mikroröhrchen
Natur	-	**034019**	**034033**	**034158**	**982750**	**982751**	**982752**	-	-	-
Hohe Transparenz	**034009**	**034031**	-	-	-	-	-	-	-	-
Gelb	-	**034021**	**034035**	-	-	-	-	-	-	-
Grün	-	**034022**	**034036**	-	-	-	-	-	-	-
Blau	-	**034023**	**034037**	-	-	-	-	-	-	-
Rosa	-	**034020**	**034034**	-	-	-	-	-	-	-
Schwarz	-	-	-	-	-	-	-	**034008B**	**034024B**	**034126**
CHF/ VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA-**	**AA-**	**AA -**

CapLock® Treff® Mikroröhrchen

CapLock®	CleanRoom Pure®			LoTrace® DNA		
						
Volumen (ml)	0,5	1,5	2	0,5	1,5	2
Durchmesser (mm)	10	12,8	12,8	10	12,8	12,8
Höhe (mm)	30	38,8	40	30	38,8	40
Material	Reines Polypropylen					
Steril	Nein					
Verschluss-Typ	Snap CapLock®					
Autoklavierbar	Ja					
Max. Zentrifug. (g)	30.000	30.000	20.000	30.000	30.000	20.000
Graduierung	Ja					
Beschriftungsbereich	Ja					
Einsatztemperatur :	-190 °C bis +121 °C					
Eigenschaften	Double Lock®-Sicherheitsverriegelungssystem, das ein versehentliches Öffnen verhindert; hergestellt im Reinraum nach ISO 14644-1 Klasse 8; frei von DNasen, RNasen, menschlicher DNA, Endotoxinen, ATP und PCR-Inhibitoren			Geringe DNA-Anhaftung; sicheres Double Lock®-Verschlusssystem verhindert versehentliches Öffnen; Reinraumherstellung Klasse 8 nach ISO 14644-1; frei von DNasen, RNasen, menschlicher DNA, Endotoxinen, ATP und PCR-Inhibitoren		
VE	500 Mikroröhrchen	1000 Mikroröhrchen	500 Mikroröhrchen	2000 Mikroröhrchen	1000 Mikroröhrchen	1000 Mikroröhrchen
Art. Nr. Naturfarbe	**982855**	**982856**	**982857**	**982753**	**982754**	**982755**
CHF/ VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com