Polypropylen-Mikroröhrchen mit Snap-Verschluss

					Standard sortiert  Neonfarben sortiert  		
Volumen (ml)	0,5						
Durchmesser (mm)	7,5	7,7	7,7	7,9	7,7	-	-
Höhe (mm)	31,25	30,2	30,2	31,3	30,2	-	-
Material	Polypropylen						
Steril	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Verschluss-Typ	Snap	Snap	Snap	Snap	Snap	Snap; durchstechbar	Snap
Autoklavierbar	Ja						
Max. Zentrifug. (g)	11000	20000	20000	18000	20000	28000	15000
Rand	Nein						
Graduierung	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Beschriftungsbereich	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Farben	Transluzent	Transparent	Transparent	Ausgezeichnete Transparenz	Ausgezeichnete Transparenz	Ausgezeichnete Transparenz	Undurchsichtig
Einsatztemperatur		-80 °C bis +121 °C	-80 °C bis +121 °C	-70 °C bis +121 °C	-80 °C bis +121 °C	-80 °C bis +121 °C	-100 °C bis +121 °C
Eigenschaften	CE - IVD Kennzeichnung	Frei von DNasen, RNasen, menschlicher DNA, Endotoxinen, DNA- und PCR-Inhibitoren; geringe Oberflächenadsorption	RNase, Dnase frei	Verstärkte Verschlusskappe	Verstärkter Verschluss; frei von DNasen, RNasen, menschlicher DNA, Endotoxinen, DNA- und PCR-Inhibitoren	Sicherheits-Verschluss; frei von DNase, RNase und Endotoxin	Kappe mit verstärktem Verschluss; für lichtempfindliche Proben
VE	Beutel mit 1000 Mikroröhrchen	Beutel mit 500 Mikroröhrchen	Wiederverwendbare Schachtel mit 500 Mikroröhrchen	Beutel mit 1000 Mikroröhrchen	Beutel mit 1000 Mikroröhrchen	Beutel mit 500 Mikroröhrchen	Beutel mit 500 Mikroröhrchen
Natur	**391233**	**045513**	**045400**	**499002**	**840587**	**062911**	-
Weiß	-	-	-	-	-	-	-
Gelb	-	-	-	-	**840592**	-	-
Rot	-	-	-	-	**840590**	-	-
Grün	-	-	-	-	**840589**	-	-
Blau	-	-	-	-	**840588**	-	-
Violett	-	-	-	-	**840591**	-	-
Orange	-	-	-	-	**045519**	-	-
Assortiert	-	-	-	-	**840593**	**062912**	-
Bernstein	-	-	-	-	**045520**	-	-
Schwarz	-	-	-	-	-	-	**141101**
CHF/ VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**