
Polypropylen-Mikroröhrchen mit Snap-Verschluss (Fortsetzung)



Volumen (ml)	0,6				
Material	Polypropylen				
Steril	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Verschluss-Typ	Snap; durchstechbar	Snap; durchstechbar	Snap Safelock	Snap Safelock	Snap Safelock
Autoklavierbar	Ja				
Max. Zentrifug. (g)	20000	20000	30000	30000	30000
Rand	Nein				
Graduierung	Ja				
Beschriftungsbereich	Ja	Ja	Ja auf dem Röhrchen + Kappe	Ja auf dem Röhrchen + Kappe	Ja auf dem Röhrchen + Kappe
Farben	Transluzent	Transluzent	Transluzent	Transluzent	Transluzent
Einsatztemperatur	-40 °C bis +121 °C				
Eigenschaften	Frei von DNasen, Rnasen und menschlicher DNA und Endotoxine	Material mit sehr geringer Adhäsion, das eine maximale Probenrückgewinnung garantiert; frei von DNasen, RNasen, menschlicher DNA und Endotoxinen	Sicheres Verschlusssystem, das ein versehentliches Öffnen verhindert; frei von DNasen, RNasen, DNA, Endotoxinen und ATP		
VE	Wiederverschließbarer Beutel mit 1000 Mikroröhrchen	Wiederverschließbarer Beutel mit 500 Mikroröhrchen	20 Beutel mit 50 Mikroröhrchen	10 Beutel mit 100 Mikroröhrchen	500 einzeln verpackte Mikroröhrchen
Natur	**054814**	**054818**	**038488**	**038486**	**038487**
CHF/ VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**



Volumen (ml)	1,5							
Durchmesser (mm)	-	-	-	10,7	10,7	-	10,86	10,8
Höhe (mm)	-	-	-	41	41	-	39,96	39,9
Material	Polypropylen							
Steril	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein
Typ der Kappe	snap Safelock	snap Safelock	snap Safelock	Snap ; breit	Snap	Snap; durchstechbar	Snap	Snap
Autoklavierbar	Ja							
Max. Zentrifug. (g)	24000	24000	24000	20000	20000	20000	11000	30000
Rand	Nein							
Graduierung	Ja							
Beschriftungs-bereich	Ja auf dem Röhrchen + Kappe	Ja auf dem Röhrchen + Kappe	Ja auf dem Röhrchen + Kappe	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja
Farben	Transluzent	Transluzent	Transluzent	Ausgezeichnete Transparenz	Transparent	Transluzent	Transluzent	Ausgezeichnete Transparenz
Einsatztemperatur	-80 °C bis +121 °C	-80 °C bis +121 °C	-80 °C bis +121 °C	-80 °C bis +121 °C	-80 °C bis +121 °C	-40 °C bis +121 °C	-	-70 °C bis +121 °C
Eigenschaften	Sicheres Verschlusssystem, das versehentliches Öffnen verhindert; frei von DNasen, RNasen, DNA, Endotoxinen und ATP			Frei von DNasen, RNasen, menschlicher DNA, Endotoxinen, DNA- und PCR-Inhibitoren	RNase, Dnase frei	Frei von DNasen, Rnasen und menschlicher DNA und Endotoxine	-	Verstärkte Verschlusskappe
VE	10 Beutel mit 50 Mikroröhrchen	10 Beutel mit 50 Mikroröhrchen	500 einzeln verpackte Mikroröhrchen	10 Beutel mit 500 Mikroröhrchen	Wiederverwendbare Schachtel mit 250 Mikroröhrchen	Beutel mit 500 Mikroröhrchen	Beutel mit 1000 Mikroröhrchen	Beutel mit 1000 Mikroröhrchen
Natur	**038485**	**038483**	**038484**	**048048**	**045401B**	**054817**	**391232**	**499001**
CHF/ VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com