Polypropylen-Mikroröhrchen mit Snap-Verschluss (Fortsetzung)










Volumen (ml)	1,5						
Durchmesser (mm)	-	10,7	10,7	10,7	10,86	-	-
Höhe (mm)	-	41	41	41	39,06	-	-
Material	Polypropylen						
Steril	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
Typ der Kappe	Snap; durchstechbar	Snap	Snap ; breit	Snap	Snap; durchstechbar	Snap; durchstechbar	Snap
Autoklavierbar	Ja						
Max. Zentrifug. (g)	28000	20000	20000	20000	15000	28000	15000
Rand	Nein						
Graduierung	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Beschriftungs-bereich	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Farben	Ausgezeichnete Transparenz	Ausgezeichnete Transparenz	Ausgezeichnete Transparenz	Ausgezeichnete Transparenz	Transluzent	Ausgezeichnete Transparenz	Undurchsichtig
Einsatztemperatur	-90 °C bis +121 °C	-80 °C bis +121 °C	-80 °C bis +121 °C	-80 °C bis +121 °C	-	-90 °C bis +121 °C	-100 °C bis +121 °C
Eigenschaften	Sicherheits-Verschluss; frei von DNase, RNase und Endotoxin	Verstärkter Verschluss; frei von DNasen, RNasen, menschlicher DNA, Endotoxinen, DNA- und PCR-Inhibitoren	Frei von DNasen, RNasen, menschlicher DNA, Endotoxinen, DNA- und PCR-Inhibitoren	Material mit sehr geringer Adhäsion für maximale Probenrückgewinnung; frei von Pyrogenen, RNase, DNase geeignet für DNA- oder RNA-Proteinarbeiten spezifische hydrophobe Oberfläche	-	Sicherheits-Verschluss; frei von DNase, RNase und Endotoxin	Kappe mit verstärktem Verschluss; für lichtempfindliche Proben
VE	10 Beutel mit 50 Mikroröhrchen	500 Mikroröhrchen	500 Mikroröhrchen	250 Mikroröhrchen	1000 Mikroröhrchen	500 Mikroröhrchen	500 Mikroröhrchen
Natur	**062931**	**048002**	**-**	**045514**	**391212**	**062901**	**-**
Gelb	**-**	**840601**	**840620**	**045553**	**391212J**	**062908**	**-**
Rot	**-**	**840599**	**840618**	**045536**	**-**	**062903**	**-**
Grün	**-**	**840598**	**840616**	**045552**	**391212V**	**062904**	**-**
Blau	**-**	**840597**	**840615**	**045554**	**391212B**	**062902**	**-**
Rosa	**-**	**-**	**-**	**-**	**391212R**	**-**	**-**
Violett	**-**	**840600**	**840619**	**-**	**-**	**062907**	**-**
Orange	**-**	**045537**	**840617**	**-**	**-**	**062905**	**-**
Assortiert	**-**	**840602**	**048000**	**-**	**-**	**062909**	**-**
Neonfarben sortiert	**-**	**045424**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Bernstein	**-**	**045521**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Schwarz	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**062906**	**141100**
CHF/ VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**