Polypropylen-Mikroröhrchen mit Snap-Verschluss (Fortsetzung)





Volumen (ml)	1,75	
Material	Polypropylen	Polypropylen
Steril	Nein	Nein
Typ der Kappe	Snap; durchstechbar	Snap; durchstechbar
Autoklavierbar	Ja	Ja
Max. Zentrifug. (g)	20000	20000
Rand	Nein	Nein
Graduierung	Ja	Ja
Beschriftungs-bereich	Ja	Ja
Farben	Transluzent	Transparent
Einsatztemperatur	-40 °C bis +121 °C	-40 °C bis +121 °C
Eigenschaften	Frei von DNasen, Rnasen und menschlicher DNA und Endotoxine	Material mit sehr geringer Adhäsion, das eine maximale Probenrückgewinnung garantiert; frei von DNasen, RNasen, menschlicher DNA und Endotoxinen
VE	Wiederverschließbarer Beutel mit 500 Mikroröhrchen	Wiederverschließbarer Beutel mit 250 Mikroröhrchen
Natur	**054815**	**054820B**
CHF/ VE	**AA -**	**AA -**



Volumen (ml)	2									
Durchmesser (mm)	-	-	-	10,06	-	-	-	13	10,06	9,7
Höhe (mm)	-	-	-	41	-	-	-	40,9	41	43,1
Material	Polypropylen									
Steril	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Typ der Kappe	Snap-Verschluss; durchstechbar	Snap-Verschluss; durchstechbar	Snap; durchstechbar	Snap	Snap Safelock	Snap Safelock	Snap Safelock	Snap	Snap	Snap
Autoklavierbar	Ja									
Max. Zentrifug. (g)	28000	20000	20000	20000	25000	25000	25000	18000	20000	16000
Rand	Nein									Ja
Graduierung	Ja									Ja
Beschriftungs-bereich	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja auf dem Röhrchen + Kappe			Ja	Ja	Ja
Farben	Ausgezeichnete Transparenz	Transluzent	Transparent	Ausgezeichnete Transparenz	Transluzent			Ausgezeichnete Transparenz	Ausgezeichnete Transparenz	Transluzent
Einsatztemperatur	-90 °C bis +121 °C	-40 °C bis +121 °C	-40 °C bis +121 °C	-80 °C bis +121 °C	-80 °C bis +121 °C	-80 °C bis +121 °C	-80 °C bis +121 °C	-70 °C bis +121 °C	-80 °C bis +121 °C	-80 °C bis +120 °C
Eigenschaften	Sicherheits-Verschluss; frei von DNasen, RNasen und Endotoxine	Frei von DNasen, Rnasen und menschlicher DNA und Endotoxine	Material mit sehr geringer Adhäsion, das eine maximale Probenrückgewinnung garantiert ; frei von DNasen, RNasen, menschlicher DNA und Endotoxinen	Material mit sehr geringer Adhäsion für maximale Probenrückgewinnung; frei von Pyrogenen, RNasen, DNasen, geeignet für DNA- oder RNA-Proteinarbeiten spezifische hydrophobe Oberfläche	Sicheres Verschlusssystem, das ein versehentliches Öffnen verhindert; frei von DNasen, RNasen, DNA, Endotoxinen und ATP			Verstärkte Verschluss-skappe	Verstärkte Verschlusskappe; frei von DNasen, RNasen, menschlicher DNA und Endotoxinen DNA- und PCR-Inhibitoren	Frei von DNasen und RNasen, Endotoxinen
VE	Beutel mit 500 Mikroröhrchen	Wiederverschließbarer Beutel mit 500 Mikroröhrchen	Wiederverschließbarer Beutel mit 250 Mikroröhrchen	Wiederverschließbarer Beutel mit 250 Mikroröhrchen	10 Beutel mit 50 Mikroröhrchen		500 einzeln-verpackte Mikroröhrchen .	Beutel mit 1000 Mikroröhrchen	Beutel mit 500 Mikroröhrchen	Beutel mit 500 Mikroröhrchen
Natur	**062910**	**054816**	**054821B**	**045515**	**038491**	**038489**	**038490**	**499003**	**840607**	**978252**
Gelb	-	-	-	-	-	-	-	-	**840613**	-
Rot	-	-	-	-	-	-	-	-	**840611**	-
Grün	-	-	-	-	-	-	-	-	**840609**	-
Blau	-	-	-	-	-	-	-	-	**840608**	-
Violett	-	-	-	-	-	-	-	-	**840612**	-
Orange	-	-	-	-	-	-	-	-	**840610**	-
Assortiert	-	-	-	-	-	-	-	-	**048008**	-
Bernstein	-	-	-	-	-	-	-	-	**840614**	-
CHF/ VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com