Polypropylen-Mikroröhrchen ohne Deckel







Volumen (ml)	0,6	1,5		2	
Durchmesser (mm)	8	10,5	10,8	12,7	10,77
Höhe (mm)	-	39	39,9	43	39,32
Material	Polypropylen				
Steril	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Verschluss	Nein				
Autoklavierbar	Ja	Ja	Ja	Ja	-
Max. Zentrifug. (g)	17000	15000	17000	17000	20000
Rand	Nein				
Graduierung	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Beschriftungsbereich	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Farben	Transluzent				
Einsatztemperatur	-80 °C bis +121 °C	-	-80 °C bis +121 °C	-80 °C bis +121 °C	-80 °C bis +121 °C
Eigenschaften	Frei von DNasen und RNasen, Endotoxinen	-	Frei von DNasen und RNasen, Endotoxinen	Frei von DNasen und RNasen, Endotoxinen	Frei von DNasen, RNasen, menschlicher DNA, Endotoxinen, ADN und PCR-Inhibitoren
VE	1000 Mikroröhrchen	1000 Mikroröhrchen	1000 Mikroröhrchen	1000 Mikroröhrchen	500 Mikroröhrchen
Art. Nr. Einzelröhrchen natur	**077232**	**391208**	**077233**	**077234**	**045516**
CHF/ VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Art. Nr. Verschluss Naturfarbe	-	-	**077235**		-
VE	-	-	1000 Kappen		-
CHF/ VE	-	-	**AA -**		-

Polyethylen-Mikroröhrchen




Volumen (ml)	0,250	0,5
Durchmesser (mm)	.	5,5
Höhe (mm)	.	47,5
Material	Polyethylen	
Steril	Nein	
Verschluss-Typ	Snap	
Autoklavierbar	Nein	
Max. Zentrifug. (g)	-	11000
Rand	Nein	
Graduierung	Nein	
Beschriftungsbereich	Nein	
Farben	Transluzent	
Eigenschaften	-	Beckman-Typ
VE	1000 Mikroröhrchen	100 Mikroröhrchen
Art. Nr. Naturfarbe	**245495**	**391178**
CHF/ VE	**AA -**	**AA -**

Mikroröhrchenöffner



Farben	Gelb	Orange	Grün	Blau	Rot
Art. Nr.	**982884**	**982885**	**982886**	**982887**	**982888**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Steckbrücken für Mikroröhrchen



Die Steckbrücken verhindern ein versehentliches Öffnen von Mikroröhrchen jeder Marke.
Autoklavierbar 6 Farbkombinationen: rot, orange, gelb, grün, blau, lila.
Nicht empfohlen unter flüssigem Stickstoff.

Art. Nr.	Für Mikroröhrchen	VE	CHF/ VE
045427	1,5 ml	100	**AA -**