Röhrchen 25 ml Eppendorf

eppendorf

	Eppendorf quality™	Steril	PCR Clean
			
Volumen (ml)	25		
Durchmesser (mm)	29,6		
Höhe (mm)	83		
Material	Polypropylen		
Steril	Nein	Ja	Nein
Autoklavierbar	Ja		
Max. Zentrifug. (g)	17000		
Graduierung	Ja; Schrittweite von 2,5 ab von 5 ml bis 25 ml	Ja; Schrittweite von 2,5 ab von 5 ml bis 25 ml	Ja; Schrittweite von 2,5 ab von 5 ml bis 25 ml
Beschriftungsbereich	Ja	Ja	Ja
Einsatztemperatur :	-86 °C bis +100 °C	-86 °C bis +100 °C	-86 °C bis +100 °C
Eigenschaften	Sicherheits-Verschluss; keine Trennmittel, Weichmacher oder Biozide	Sterile Qualität: endotoxinfrei; Sicherheits-Verschluss; keine Trennmittel, Weichmacher oder Biozide	PCR Clean Qualität: frei von DNasen, RNasen, menschlicher DNA und PCR-Inhibitoren Sicherheits-Verschluss; keine Trennmittel, Weichmacher oder Biozide
VE	5 Beutel mit 40 Röhrchen	6 Beutel mit 25 Röhrchen	5 Beutel mit 40 Röhrchen
Natur	**934350**	**934352**	**934351**
CHF/ VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Starterpack Röhrchen 25 ml PCR Clean

- **Inhalt der Packung**
- **200 Röhrchen 25 ml**
- **4 einzelne Racks**
- **6 Zentrifugenadapter**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
934353	Starter pack Röhrchen 25 ml mit Snap-Verschluss	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
934360	Satz mit 4 Adaptern und einem Probenahmegerät für SmartBlock 50 ml	1	**AA -**
934361	Adapter für Zentrifugen-Snap-Röhrchen 25 ml	6	**AA -**

Röhrchen 5 ml Greiner Bio-One

greiner BIO-ONE



Volumen (ml)	5	
Durchmesser (mm)	16,6	
Höhe (mm)	56,6	
Material	Polypropylen	
Steril	Nein	Ja
Autoklavierbar	Ja	
Max. Zentrifug. (g)	25000	
Graduierung	Ja	
Beschriftungsbereich	Ja	
Farben	Hohe Klarheit	
Einsatztemperatur	-80 °C bis +121 °C	
Eigenschaften	Frei von DNasen, RNasen, menschlicher DNA und Endotoxinen; geringe Spuren von Schwermetallen	
VE	10 Beutel mit 100 Röhrchen	5 Beutel mit 200 Röhrchen
Natur	**622201**	**622261**
CHF/ VE	**AA -**	**AA -**

Röhrchen 5 ml SuperClear™ Labcon

labcon



Volumen (ml)	5	
Durchmesser (mm)	16,6	
Höhe (mm)	56,6	
Material	Polypropylen	
Steril	Nein	
Verschluss-Typ	Snap; durchstechbar	
Autoklavierbar	Ja	
Max. Zentrifug. (g)	25000	
Graduierung	Ja; Schritt von 0,5 ml	
Beschriftungsbereich	Ja	
Einsatztemperatur	-80 °C bis +122 °C	
Eigenschaften	Frei von DNasen, RNasen, menschlicher DNA, Endotoxinen (<0,05 EU/ml), ATP und PCR-Inhibitoren; zertifizierter niedriger Metallgehalt (<1 ppm)	
VE	10 Beutel mit 250 Röhrchen	10 Beutel mit 200 Röhrchen
Natur	**949874**	-
Assortiert (gelb, rot, grün, blau)	-	**949876**
Bernstein	**949875**	-
CHF/ VE	**AA -**	**AA -**