5 ml Röhrchen mit flachen ClickLock-Verschlüssen



Volumen (ml)	5	
Durchmesser (mm)	15,8	
Höhe (mm)	60,2	
Material	Polypropylen	
Steril	Nein	Ja
Typ der Kappe	Snap; durchstechbar	
Autoklavierbar	Ja	
Max. Zentrifug. (g)	25000	
Graduierung	Ja; Schritt von 0,5 ml	
Beschriftungsbereich	Ja auf dem Röhrchen + Kappe	
Einsatztemperatur	-90 °C bis +121 °C	-40 °C bis +121 °C
Eigenschaften	Frei von DNasen, Rnasen und menschlicher DNA und Endotoxine	
VE	2 Beutel mit 100 Röhrchen	10 Beutel mit 20 Röhrchen
Natur	**040923**	**040929**
Gelb	**040927**	**-**
Rot	**040926**	**-**
Grün	**040925**	**-**
Blau	**040924**	**-**
Bernstein	**040928**	**040930**
CHF/ VE	**AA -**	**AA -**

5 ml Röhrchen mit ClickLock-Verschluss für Einsatz



Volumen (ml)	5	
Durchmesser (mm)	15,8	
Höhe (mm)	60,2	
Material	Polypropylen	
Steril	Nein	Ja
Typ der Kappe	Snap; durchstechbar	
Autoklavierbar	Ja	
Max. Zentrifug. (g)	25000	
Graduierung	Ja; Schritt von 0,5 ml	
Beschriftungsbereich	Ja auf dem Röhrchen + Kappe	
Einsatztemperatur	-90 °C bis +121 °C	-40 °C bis +121 °C
Eigenschaften	Frei von DNasen, Rnasen und menschlicher DNA und Endotoxine	
VE	2 Beutel mit 100 Röhrchen	10 Beutel mit 20 Röhrchen
Natur	**040931**	**040937**
Gelb	**040935**	**-**
Rot	**040934**	**-**
Grün	**040933**	**-**
Blau	**040932**	**-**
Bernstein	**040936**	**040938**
CHF/ VE	**AA -**	**AA -**

Einsätze

Blau	Grün	Lila	Rot	Gelb	Verpackt zu	VE	CHF/ VE	2D	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
040958	**040959**	**040960**	**040961**	**040962**	100	500	**AA -**	**040957**	100	500	**AA -**



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com