5 ML SNAPVERSCHLUSS-RÖHRCHEN/ ZUBEHÖR

5 ml Snapverschluss-Röhrchen



Volumen (ml)	5							
Außen-Ø (mm)	18	-	-	14,7	14,7	16,5	16,5	16,5
Höhe mit Kappe (mm)	60	-	-	60,3	60,3	56	56	56
Material	Polypropylen							
Steril	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja
Verschluss	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Typ der Kappe	-	Snap	Snap	Snap	Snap	Snap; durchstechbar	Snap; durchstechbar	Snap; durchstechbar
Autoklavierbar	Ja							
Max. Zentrifugations-geschwindigkeit (g)	5000	5000	25000	14000	14000	25000	25000	25000
Rand	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Graduierung	Ja; Schritt von 1 ml	Ja; Schritt von 1 ml	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Beschriftungsbereich	Ja auf dem Röhrchen + Kappe	Ja auf dem Röhrchen + Kappe	Ja auf dem Röhrchen + Kappe	Ja auf dem Röhrchen + Kappe	Ja auf dem Röhrchen + Kappe	Ja	Ja	Ja
Farben	-	-	-	-	-	hohe Klarheit	hohe Klarheit	hohe Klarheit
Einsatztemperatur	-80 °C bis +121 °C	-80 °C bis +121 °C	-80 °C bis +121 °C	-90 °C bis 130 °C	-90 °C bis 130 °C	-86 °C bis +80 °C	-86 °C bis +80 °C	-86 °C bis +80 °C
Eigenschaften	-	-	Frei von DNasen und RNasen, Endotoxinen	RNase, Dnase frei	RNase, Dnase frei	RNase, Dnase frei	RNase, Dnase frei	Frei von DNasen und RNasen, Endotoxinen
VE	Beutel mit 250 Röhrchen	Beutel mit 250 Röhrchen	Beutel mit 200 Röhrchen	10 Beutel mit 20 Röhrchen	Beutel mit 25 Röhrchen	2 Beutel mit 100 Röhrchen	4 Beutel mit 50 Röhrchen	10 Beutel mit 20 Röhrchen
Natur	**442069**	**442070**	**442071B**	**141102B**	-	**062616**	-	**062617**
Gelb	-	-	**442076B**	-	-	**062621**	-	-
Rot	-	-	**442075B**	-	**141106**	**062618**	-	-
Grün	-	-	**442074B**	-	**141105**	**062620**	-	-
Blau	-	-	**442073B**	-	**141103**	**062619**	-	-
Assortiert (gelb, rot, grün und blau)	-	-	-	-	-	-	**062623**	-
Bernstein	-	-	-	-	-	-	-	-
Schwarz	-	-	**442077B**	-	-	**062622**	-	-
CHF/ VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Eppendorf-Röhrchenbrücke



➤ **Röhrchenbrücke für 5-ml-Eppendorf-Röhrchen, der das Schließen der Deckel bei über 80 °C gewährleistet**

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
933015	Verschlussicherungen für 5 ml-Eppendorf-Röhrchen, um unbeabsichtigtes Öffnen des Deckels bei mehr als 80 °C zu vermeiden	10	**AA -**

Zubehör für 5 ml-Röhrchen

062625





062626

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
062625	Clip Caplock mit Lasche	20	**AA -**
062626	15 ml-Stellplatz-Adaptater für 5ml-Röhrchen	4	**AA -**