ClearLine® Schraubverschluss-Mikroröhrchen ohne Dichtung

Standard





Volumen (ml)	0,5	1,5	2	0,5	1,5	2
Außen-Ø (mm)	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20
Innen-Ø (mm)	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Höhe (mm)	46,2	46,2	46,5	47,5	47	47,8
Material	Reines Polypropylen medical Grad					
Steril	Ja					
Autoklavierbar	Ja					
Max. Zentrifug. (g)	25000					
Rand	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Graduierung	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Beschriftungsbereich	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Einsatztemperatur :	-85 °C bis +121 °C					
Eigenschaften	Entspricht USP Klasse VI; frei von DNasen, RNasen und Endotoxinen; IVD CE-Kennzeichnung					
VE	2 Beutel mit 500 Mikroröhrchen					
Art. Nr. Verschluss Naturfarbe	**390627CL**	**390634CL**	**390646CL**	**390632CL**	**390640CL**	**390652CL**
CHF/ VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Für Einsatz




Volumen (ml)	0,5	1,5	2	0,5	1,5	2
Außen-Ø (mm)	10,20					
Innen-Ø (mm)	8,5					
Höhe (mm)	48,8	48,2	48,4	49,2	49	49,8
Material	Reines Polypropylen medical Grad					
Steril	Ja					
Autoklavierbar	Ja					
Max. Zentrifug. (g)	25000					
Rand	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Graduierung	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Beschriftungsbereich	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Einsatztemperatur :	-85 °C bis +121 °C					
Eigenschaften	Entspricht USP Klasse VI; frei von DNasen, RNasen und Endotoxinen; IVD CE-Kennzeichnung					
VE	2 Beutel mit 500 Mikroröhrchen					
Art. Nr. Verschluss Naturfarbe	**390629CL**	**390636CL**	**390648CL**	**390829CL**	**390642CL**	**390654CL**
CHF/ VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Für Einsatz mit Befestigungselement




Volumen (ml)	0,5	1,5	2	0,5	1,5	2
Außen-Ø (mm)	10,20					
Innen-Ø (mm)	8,5					
Höhe (mm)	48,8	48,2	48,4	49,2	49	49,8
Material	Reines Polypropylen medical Grad					
Steril	Ja					
Autoklavierbar	Ja					
Max. Zentrifug. (g)	25000					
Rand	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Graduierung	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Beschriftungsbereich	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Einsatztemperatur :	-85 °C bis +121 °C					
Eigenschaften	Entspricht USP Klasse VI; frei von DNasen, RNasen und Endotoxinen; IVD CE-Kennzeichnung					
VE	2 Beutel mit 500 Mikroröhrchen					
Art. Nr. Verschluss Naturfarbe	**390631CL**	**390638CL**	**390650CL**	**390830CL**	**390644CL**	**390656CL**
CHF/ VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Alle ClearLine®-Mikroröhrchen sind mit farbigen Schraubkappen erhältlich

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com