Mikroröhrchen ohne Deckel



Volumen (ml)	0,5		1,5		2	
Außen-Ø (mm)	10,20					
Innen-Ø (mm)	8,5					
Höhe (mm)	45,2	46,1	45,2	46,1	45,4	46,8
Material	Reines Polypropylen medical Grad					
Steril	Nein					
Verschluss	Nein					
Autoklavierbar	Ja					
Max. Zentrifug. (g)	25000					
Rand	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja
Graduierung	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja
Beschriftungsbereich	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja
Einsatztemperatur :	-85 °C bis +121 °C					
Eigenschaften	Entspricht USP Klasse VI; frei von DNasen, RNasen und Endotoxinen; IVD CE-Kennzeichnung					
VE	1000 Mikroröhrchen					
Art. Nr. Verschluss Naturfarbe	**390436CL**	**390437CL**	**390438CL**	**390439CL**	**390440CL**	**390441CL**
CHF/ VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Verschluss

	Ohne Dichtung				Mit Dichtung
	Standard		Für Einsatz	Für Einsatz mit Befestigungselement	Standard
					
Material	Reines Polyethylen medical Grad				
Eigenschaften	Frei von DNasen und RNasen, Endotoxinen; CE-Kennzeichnung IVD				
VE	1000 Kappen	500 Kappen	1000 Kappen	1000 Kappen	1000 Kappen
Natur	**390442CL**	-	**390443CL**	**390444CL**	**390445CL**
Weiß	-	**390748CL**	-	-	-
Gelb	-	**390749CL**	-	-	-
Rot	-	**390751CL**	-	-	-
Grün	-	**390752CL**	-	-	-
Blau	-	**390747CL**	-	-	-
CHF/ VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Cap-Disks

- **Um Ihre Mikroröhrchen nach Belieben zu diversifizieren und zu organisieren**
- **Farbige Einsätze, die in die speziellen ClearLine®-Schraubkappen eingesetzt werden**

Farben	Himmelblau	Weiß	Gelb	Rosa	Rot	Grün	Gemischte Farben*
Art. Nr.	**390448**	**390449**	**390450**	**390451**	**390452**	**390453**	**390454**
CHF zu 1000	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

* Alle Farben außer Weiß



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com