Micrewtube® ohne Simport®-Kappe

	Nicht graduiert									
	Standard					Für Einsatz				
										
Volumen (ml)	0,5	1,5		2		0,5	1,5		2	
Durchmesser (mm)	11									
Höhe (mm)	44									
Material	Polypropylen									
Steril	Nein									
Autoklavierbar	Ja									
Max. Zentrifug. (g)	17000	17000	20000	17000	20000	17000	17000	20000	17000	20000
Rand	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein
Graduierung	Nein									
Beschriftungsbereich	Nein									
Einsatztemperatur	-196 °C bis +121 °C									
Eigenschaften	Frei von Trennmitteln, Weichmachern und Bioziden; frei von DNasen, DNA-RNasen und Pyrogenen					Material mit sehr geringer Adhäsion für maximale Probenrückgewinnung; frei von Trennmitteln, Weichmachern und Bioziden; frei von DNasen, DNA-RNasen und Pyrogenen				
VE	1000 Mikroröhrchen									
Art. Nr. Mikroröhrchen einzeln	**039171**	**039173**	**039172**	**039175**	**039174**	**039181**	**039183**	**039182**	**039185**	**039184**
CHF/ VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

	Graduiert, geringe Adhäsion					Bernstein				
										
Volumen (ml)	0,5	1,5		2		0,5	1,5		2	
Durchmesser (mm)	11									
Höhe (mm)	44									
Material	Polypropylen									
Steril	Nein									
Autoklavierbar	Ja									
Max. Zentrifug. (g)	17000	17000	20000	17000	20000	17000	17000	20000	17000	20000
Rand	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein
Graduierung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Beschriftungsbereich	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Einsatztemperatur	-196 °C bis +121 °C									
Eigenschaften	Frei von Trennmitteln, Weichmachern und Bioziden; frei von DNasen, DNA-RNasen und Pyrogenen.					Frei von Trennmitteln, Weichmachern und Bioziden; Frei von DNasen, DNA-RNasen und Pyrogenen; Für lichtempfindliche Proben.				
VE	1000 Mikroröhrchen									
Art. Nr. Mikroröhrchen einzeln	**039176**	**039178**	**039177**	**039180**	**039179**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Art. Nr. Mikroröhrchen einzeln Bernstein	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**039186**	**039188**	**039187**	**039190**	**039189**
CHF/ VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com