EINZELNE STOPFEN/ MIKRORÖHRCHEN OHNE STOPFEN SIMPORT®

Einzelkappen für Simport®-Mikroröhrchen

	Verschluss mit Siegellippe			Verschluss mit Dichtung			Verschluss mit Septum
	Flach	Für Einsatz	Für Einsatz mit Befestigungselement	Flach	Für Einsatz	Für Einsatz mit Befestigungselement	
							
Autoklavierbar	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
Material	Polyethylen	Polyethylen	Polyethylen	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen; PTFE-Septum
Eigenschaften	-	-	-	-	-	-	Aufbohrbar
VE	1000 Kappen	1000 Kappen	1000 Kappen	1000 Kappen	1000 Kappen	1000 Kappen	250 Kappen
Natur	**039205**	**039591**	**039212**	**039191**	**039592**	**039198**	-
Weiß	**039211**	**039594**	**039218**	**039197**	**039440**	**039204**	-
Gelb	**039210**	**039595**	**039217**	**039196**	**039439**	**039203**	-
Rot	**039209**	**039593**	**039216**	**039195**	**039438**	**039202**	-
Grün	**039207**	**039588**	**039214**	**039193**	**039441**	**039200**	**040809**
Blau	**039206**	**039587**	**039213**	**039192**	**039437**	**039199**	-
Violett	**039208**	**039589**	**039215**	**039194**	**039590**	**039201**	-
Bernstein	**040705**	**040706**	**040709**	**040816**	**040707**	**040708**	-
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Farbcode-Einsatz für Hohlkappen

	Gemischt	Blau	Grün	Lila	Rot	Gelb	Weiß	Grau	Rosa	Violett	Orange	**CHF zu 500**
Art. Nr.	**039365**	**039371**	**039372**	**039374**	**039377**	**039380**	**039379**	**039373**	**039376**	**039378**	**039375**	**AA -**

Mikroröhrchen ohne Verschluss für manipulationssichere Schraubverschlüsse

										
Volumen (ml)	0,5	1,5		2		0,5	1,5		2	
Durchmesser (mm)	11									
Höhe (mm)	44									
Material	Polypropylen									
Steril	Nein									
Autoklavierbar	Ja									
Max. Zentrifug. (g)	17000	17000	20000	17000	20000	17000	17000	20000	17000	20000
Rand	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja
Graduierung	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
Beschriftungsbereich	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
Einsatztemperatur	-196 °C bis +121 °C									
Eigenschaften	Frei von Trennmitteln, Weichmachern und Bioziden; frei von DNasen, RNasen, DNA und Pyrogenen; getestet bei 95 kPa									
VE	1000 Mikroröhrchen									
Art. Nr. Mikroröhrchen einzeln	**040228**	**040230**	**040232**	**040233**	**040236**	**040234**	**040231**	**040227**	**040235**	**040229**
CHF/ VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Einzelne Verschlüsse mit Sicherheitsring



Material	Polypropylen; Silikondichtung
Eigenschaften	Frei von DNasen, RNasen und DNA
VE	1000 Kappen
Natur	**040260**
CHF/ VE	**AA -**