Micrewtube® ohne Kappe für SnapTwistTM Kappe



Volumen (ml)	1,5		1,8	
Material	Polypropylen			
Max. Zentrifug. (g)	17000	20000	17000	20000
Rand	Ja	Nein	Ja	Nein
Graduierung	Nein			
Beschriftungsbereich	Nein			
Farben	Transparent			
Einsatztemperatur	-90 °C bis +100 °C			
Eigenschaften	Dicht verschlossen einfach durch Aufklipsen der Kappe und zum Abnehmen einfach um 1/4 Umdrehung abschrauben ; frei von DNasen, RNasen, DNA und Pyrogenen.			
VE	1000 Mikroröhrchen			
Art. Nr. Mikroröhrchen einzeln	**040742**	**040743**	**040744**	**040745**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Micrewtube® SnapTwistTM Kappe



	Für Einsatz	Für Einsatz mit Befestigungselement
Autoklavierbar	Nein	
Material	Polyethylen	
Eigenschaften	Frei von DNasen, RNasen und DNA, von Pyrogenen	
VE	1000 Kappen	
Natur	**040746**	**040753**
Weiß	**040752**	**040759**
Gelb	**040751**	**040758**
Rot	**040750**	**040757**
Grün	**040748**	**040755**
Blau	**040747**	**040754**
Violett	**040749**	**040756**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**

Simport® Probenröhrchen ohne Deckel



Volumen (ml)	1,2		2				3		4				5			
Außen-Ø (mm)	12,5															
Höhe (mm)	43	43	48	48	49	49	72	72	75	75	76	76	92	92	93	93
Material	Polypropylen															
Steril	Nein															
Boden	Konisch	Konisch	Rund	Rund	Rund	Rund	Rund	Rund	Rund	Rund	Rund	Rund	Rund	Rund	Rund	Rund
Verschluss	Nein															
Autoklavierbar	Ja															
Max. Zentrifug. (g)	-	-	17000	17000	-	-	-	-	17000	17000	-	-	17000	17000	-	-
Rand	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja
Graduierung	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja
Beschriftungsbereich	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja
Einsatztemperatur	-196 °C bis +121 °C															
Eigenschaften	Getestet bei 95 KPa															
VE	1000 Röhrchen															
Art. Nr. Mikroröhrchen einzeln	**040844**	**039710**	**040845**	**039711**	**040846**	**039712**	**040847**	**039713**	**040848**	**039714**	**040849**	**039715**	**040850**	**039716**	**040851**	**039717**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Stopfen für Probenröhrchen Simport®

Autoklavierbar	Ja	Ja
Material	Polypropylen	Polypropylen; PTFE und Silikonseptum
Eigenschaften	Getestet bei 95 KPa	Aufbohrbar
VE	1000 Kappen	250 Kappen
Natur	**039871**	-
Weiß	**039874**	-
Gelb	**039875**	-
Rot	**039873**	-
Grün	**039869**	**040843**
Blau	**039868**	-
Violett	**039870**	-
Orange	**039872**	-
CHF/VE	**AA -**	**AA -**



040843

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com