
SCHRAUBVERSCHLUSS-MIKRORÖHRCHEN

Mikroröhrchen mit Schraubverschluss und Kappe (Fortsetzung)



Volumen (ml)	2											
Durchmesser (mm)	10,4	10,5	10,5	-	13	-	-	11	11	11	11	9,6
Höhe (mm)	44,5	45,5	46,5	-	47	-	-	45,2	45,2	45,2	45,2	47,5
Material	Polypropylen											
Steril	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja
Verschluss-Typ	Schraubverschluss mit Dichtung		Schraub-verschluss mit Dichtung; mit Lasche	Schraubverschluss mit Dichtung; durchstechbar				Schraubverschluss mit Dichtung				Schraub-verschluss
Autoklavierbar	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Max. Zentrifug. (g)	20000			17000				-	-	-	-	-
Rand	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Graduierung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Beschriftungsbereich	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Farben	Ausgezeichnete Transparenz			Transluzent								Undurchsichtig
Einsatztemperatur	-196 °C bis +121 °C	-196 °C bis +121 °C	-196 °C bis +121 °C	-196 °C bis +121 °C	-196 °C bis +121 °C	-196 °C bis +121 °C	-196 °C bis +121 °C	-80 °C bis +95 °C	-80 °C bis +121 °C	-80 °C bis +121 °C	-80 °C bis +121 °C	-86 °C bis +121 °C
Eigenschaften	Frei von DNasen, RNasen, DNA, PCR-Inhibitoren und Endotoxinen	Frei von DNasen und RNasen, Endotoxinen	Frei von DNasen und RNasen, Endotoxinen	-	Frei von DNasen und RNasen, Endotoxinen	-	Frei von DNasen und RNasen, Endotoxinen	-	-	-	-	Frei von DNasen Rnasen und menschlicher DNA und Endotoxine
VE	Beutel mit 250 Mikroröhrchen	20 Beutel mit 50 Mikroröhrchen		Beutel mit 500 Mikroröhrchen	10 Beutel mit 50 Mikroröhrchen	Beutel mit 500 Mikroröhrchen	10 Beutel mit 50 Mikroröhrchen	Beutel mit 500 Mikroröhrchen	Beutel mit 500 Mikroröhrchen	Beutel mit 500 Mikroröhrchen	Beutel mit 500 Mikroröhrchen	Beutel mit 500 Mikroröhrchen
Art. Nr. Verschluss Naturfarbe	-	**062966**	**062967**	**104433**	**104438**	**104434**	**104439**	**077788**	**077754**	**077789**	**038554**	-
Art. Nr. weißer Verschluss	**048042A**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Art. Nr. Bernstein Kappe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**010220**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Schraubverschluss-Mikroröhrchen mit Verschluss



Volumen (ml)	0,5		1,5		2			
Durchmesser (mm)	11	11	11	11	11	11	10,4	9,6
Höhe (mm)	45,2	45,2	45,2	45,2	45,2	45,2	43,4	47,5
Material	Polypropylen							
Steril	Nein							
Autoklavierbar	-	-	-	-	-	-	Ja	Ja
Max. Zentrifug. (g)	-	-	-	-	-	-	20000	23000
Rand	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja
Graduierung	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Beschriftungsbereich	Ja							
Farben	Translu-zent	Translu-zent	Translu-zent	Translu-zent	Translu-zent	Translu-zent	Translu-zent	Undurch-sichtig
Einsatztemperatur	-80 °C bis +95 °C	-80 °C bis +95 °C	-80 °C bis +95 °C	-80 °C bis +95 °C	-80 °C bis +95 °C	-80 °C bis +95 °C	-196 °C bis +121 °C	-86 °C bis +121 °C
Eigenschaften	-	-	-	-	-	-	Frei von DNasen, RNasen, DNA, PCR-Inhibitoren und Endotoxinen	-
VE	Beutel mit 500 Mikroröhrchen	Beutel mit 500 Mikroröhrchen	Beutel mit 500 Mikroröhrchen	Beutel mit 500 Mikroröhrchen	Beutel mit 500 Mikroröhrchen	Beutel mit 500 Mikroröhrchen	Beutel mit 5000 Mikroröhrchen	Beutel mit 500 Mikroröhrchen
Art. Nr. Einzelröhrchen natur	**077241**	**077785**	**077242**	**077786**	**077243**	**077536**	**048035**	-
Art. Nr. Mikroröhrchen einzeln Bernstein	-	-	-	-	-	-	-	**010218**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**