Verschlüsse für Mikroröhrchen mit Schraubverschluss

➤ **Für Art. Nr. 077241 bis 077243 und 077785, 077786 und 077536**

VE	500 Kappen
Natur	**077773**
Weiß	**077908**
Gelb	**077779**
Rot	**077778**
Grün	**077776**
Blau	**077775**
Rosa	**077906**
Violett	**077907**
Orange	**077777**
Bernstein	**992063**
Schwarz	**077905**
Assortiert	**077769**
CHF/VE	**AA -**



VE	500 Kappen	
Kompatibilität	048035	010218
Natur	-	-
Weiß	-	-
Gelb	**048041**	-
Rot	**048039**	-
Grün	**048037**	-
Blau	**048036**	-
Rosa	-	**010219**
Violett	**048040**	-
Orange	**048038**	-
Bernstein	-	-
Schwarz	-	-
Assortiert	-	-
CHF/VE	**AA -**	**AA -**



Röhrchen 5 ml Schraubverschluss

eppendorf

	Eppendorf quality™	Steril	Forensic DNA	PCR Clean		
					Protein LoBind®	DNA LoBind®
Volumen (ml)	5					
Durchmesser (mm)	15,5					
Höhe (mm)	66,1					
Material	Polypropylen					
Steril	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Autoklavierbar	Nein					
Max. Zentrifug. (g)	25000					
Graduierung	Ja; Schritt von 0,5 ml					
Beschriftungsbereich	Ja					
Einsatztemperatur	-86 °C bis +100 °C					
Eigenschaften	keine Trennmittel, Weichmacher oder Biozide	Frei von DNasen, RNasen, DNA, Pyrogenen; frei von Trennmitteln, Weichmachern und Bioziden; für lichtempfindliche Proben	Sterile Qualität: frei von DNasen, RNasen, DNA und Pyrogenen; frei von Trennmitteln Trennmittel, Weichmacher und Biozide	Forensische DNA-Qualität: frei von DNasen, RNasen, menschlicher DNA und PCR-Inhibitoren; Sicherheits-Verschluss; keine Trennmittel, Weichmacher oder Biozide	PCR Clean-Qualität: frei von DNasen, RNasen, menschlicher DNA und von PCR-Inhibitoren Sicherheits-Verschluss; keine Trennmittel, Weichmacher oder Biozide	protein LoBind® Material, ein spezielles Polymer, das eine hydrophile Oberfläche bildet, die eine maximale Probenrückgewinnung gewährleistet; PCR Clean Grade: frei von DNasen, RNasen, menschlicher DNA und PCR-Inhibitoren; Sicherheits-Verschluss; keine Trennmittel, Weichmacher oder Biozide	Kombination spezieller Herstellungstechnologien und ausgewählter Chargen gewährleistet eine nahezu 100%ige Rückgewinnung von DNA/RNA-Molekülen; keine Oberflächenbeschichtung, um das Risiko einer Probenkontamination auszuschließen; PCR Clean-Qualität: frei von DNasen, RNasen, menschlicher DNA und PCR-Inhibitoren; Sicherheits-Verschluss; keine Trennmittel, Weichmacher oder Biozide
VE	2 Beutel mit 100 Röhrchen						
Art. Nr. Graue Kappe	**999541**	**934560**	**999543**	**933936**	**999542**	**934302**	**934559**
CHF/ VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Starterpack Röhrchen 5 ml PCR Clean

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
934561	Enthält: - 400 Röhrchen (2 Packungen à 200 Stück) - 2 Racks (12 Positionen) - 8 Universaladapter für 15 ml konische Röhrchenrotoren	**AA -**





Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com