Röhrchen 5 ml Greiner Bio-One Schraubverschlüsse



Volumen (ml)	5	
Durchmesser (mm)	17,63	
Höhe (mm)	63,53	
Material	Polypropylen	
Steril	Nein	Ja
Autoklavierbar	Ja	
Max. Zentrifug. (g)	25000 g	
Graduierung	Ja	
Beschriftungsbereich	Ja	
Einsatztemperatur	-80 °C bis +121 °C	
Eigenschaften	Frei von DNasen, RNasen, menschlicher DNA und Pyrogenen	
VE	5 Beutel mit 100 Röhrchen	10 Beutel mit 50 Röhrchen
Art. Nr. blaue Kappe	**725201**	**725261**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**

Simport® 5 ml Röhrchen mit Schraubverschluss



Volumen (ml)	5	
Durchmesser (mm)	16	
Höhe (mm)	62,5	
Material	Polypropylen	
Steril	Nein	Ja
Verschluss	Ohne	Schraubverschluss; mit Lasche; durchstechbar
Autoklavierbar	Ja	
Max. Zentrifug. (g)	25000	
Graduierung	Ja	
Beschriftungsbereich	Ja auf dem Röhrchen + Kappe	
Einsatztemperatur	-196 °C bis +121 °C	
Eigenschaften	Frei von DNasen, RNasen, menschlicher DNA und Pyrogenen; frei von Trennmitteln und bioziden Substanzen	
VE	2 Beutel mit 100 Röhrchen	10 Beutel mit 20 Röhrchen
Art. Nr. Röhrchen natur	**040939**	**040941**
Ref . bernstein Röhrchen	**040940**	**040942**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**

Schraubverschluss für Röhrchen 5 ml



Verschluss-Typ	Mit Gewinde ohne Lasche; durchstechbar	Mit Gewinde mit Lasche; durchstechbar
Autoklavierbar	Nein	
Material	Polyethylen hohe Dichte	
Eigenschaften	Ohne Lasche	Mit Lasche
VE	2 Beutel mit 100 Verschlüssen	
Natur	**040943**	**040950**
Weiß	**040947**	**040954**
Gelb	**040948**	**040955**
Rot	**040946**	**040953**
Grün	**040945**	**040952**
Blau	**040944**	**040951**
Bernstein	**040949**	**040956**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**

Einsätze

Blau	Grün	Lila	Rot	Gelb	Verpackt zu	VE	CHF/ VE	2D	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
040958	**040959**	**040960**	**040961**	**040962**	100	500	**AA -**	**040957**	100	500	**AA -**

Röhrchen 5 ml Schraubverschluss



Volumen (ml)	5		
Außen-Ø (mm)	17,63		
Höhe (mm)	63,53		
Material	Reines Polypropylen		
Steril	Nein	Ja	Ja
Autoklavierbar	Nein		
Max. Zentrifug. (g)	25000 g		
Graduierung	Ja; Schritt von 0,2 ml		
Beschriftungsbereich	Ja		
Einsatztemperatur :	-86 °C bis +110 °C		
Eigenschaften	RNase, Dnase frei		
VE	5 Beutel mit 500 Röhrchen	10 Polystyrol-Racks mit 50 Röhrchen	
Art. Nr. schwarzes Röhrchen	-	-	**062987**
Art. Nr. Blaue Kappe	**062627**	**062628**	-
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**