15 ml und 25 ml Zentrifugenröhrchen Eppendorf

	Steril			Forensic DNA	PCR Clean		Eppendorf quality™	Steril	PCR Clean
					Protein LoBind®	DNA LoBind®			
									
Volumen (ml)	15						25		
Außen-Ø (mm)	17						29,8		
Höhe (mm)	121						79,2		
Material	Polypropylen; Kappe aus HDPE						Röhrchen aus Polypropylen; Kappe aus HDPE		
Steril	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Autoklavierbar	Nein						Nein		
Max. Zentrifug. (g)	19500						17000		
Graduierung	Ja (Schritt 0,5 ml)						Ja; Schrittweite von 2,5 ab von 5 ml bis 25 ml		
Beschriftungsbereich	Ja						Ja		
Farben	Transparent	Transparent	Bernstein	Transparent	Transparent	Transparent	Transparent	Transparent	Transparent
Einsatztemperatur	-86 °C bis +100 °C						-86 °C bis +100 °C		
Eigenschaften	Frei von DNasen, RNasen, menschlicher DNA und Pyrogenen; frei von Trennmitteln, Weichmachern und Bioziden; Verschluss mit abgeflachten und gerillten Seiten			Forensic DNA-Qualität: frei von DNasen, RNasen, humaner DNA und PCR-Inhibitoren; Verschluss sicher; frei von Trennmitteln Trennmittel, Weichmachern oder Biozide; Verschluss mit abgeflachten und gerillten Seiten	LoBind®-Proteinmaterial, ein Polymer, das Spezialmaterial, das eine hydrophile Oberfläche schafft, die für eine hohe PCR Clean Qualität: frei von DNasen, RNasen, menschlicher DNA und PCR-Inhibitoren;Verschluss sicher; frei von Trennmitteln, Weichmachern oder Bioziden; Verschluss mit abgeflachten und gerillten Seiten	Kombination aus speziellen Herstellungstechnologien und ausgewählten Chargen, die eine praktisch 100%ige Wiedergewinnung von DNA/RNA-Molekülen gewährleisten; ohne Oberflächenbeschichtung, um das Risiko von Kontamination der Proben; PCR Clean-Qualität: frei von DNasen, RNasen, menschlicher DNA und PCR-Inhibitoren; sicherer Verschluss; frei von Trennmitteln, Weichmachern oder Bioziden; Verschluss mit abgeflachten und gerillten Seiten.	Keine Trennmittel, Weichmacher oder Biozide	Sterile Qualität : Frei von DNasen, RNase, menschlicher DNA und Endotoxinen; frei von Trennmitteln, Weichmachern und Bioziden	PCR Clean Qualität: frei von DNasen, RNasen, menschlicher DNA und PCR-Inhibitoren; Sicherheits-Verschluss; keine Trennmittel, Weichmacher oder Biozide
VE	10 Beutel mit 50 Röhrchen	20 Racks mit 25 Röhrchen	4 Beutel mit 50 Röhrchen	100 einzeln verpackte Röhrchen	4 Beutel mit 50 Röhrchen	4 Beutel mit 50 Röhrchen	4 Beutel mit 50 Röhrchen	8 Beutel mit 25 Röhrchen	4 Beutel mit 50 Röhrchen
Art. Nr. Graue Kappe	**933175**	**934169**	**934278**	**933938**	**934279**	**0030122208**	**934355**	**934357**	**934356**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Starterpack Röhrchen 25 ml PCR Clean

- **Inhalt der Packung**
- **200 Röhrchen 25 ml**
- **4 einzelne Racks**
- **6 Zentrifugenadapter**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
934353	Starter pack Röhrchen 25 ml mit Snap-Verschluss	**AA -**
934358	Starter pack Röhrchen 25 ml mit Schraubverschluss	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
934360	Satz mit 4 Adaptern und einem Probenahmegerät für SmartBlock 50 ml	1	**AA -**
934362	Adapter für Röhrchen 25 ml mit Schraubverschluss für Zentrifugation	6	**AA -**



Unsere Marken von 15- und 50-ml-Zentrifugenröhrchen finden Sie in unserem Kapitel „Zellkultur“

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com