15 ml und 50 ml Zentrifugenröhrchen Nunc™

Thermo SCIENTIFIC nunc

				
Volumen (ml)	15		50	
Durchmesser (mm)	17		130	
Höhe (mm)	120		115	
Material	Polypropylen		Polypropylen	
Steril	Nein		Nein	
Autoklavierbar	Ja		Ja	
Max. Zentrifug. (g)	8500		9500	
Graduierung	Ja		Ja	
Beschriftungsbereich	Ja		Ja	
Eigenschaften	RNase, Dnase frei		RNase, Dnase frei	
VE	10 Beutel mit 50 Röhrchen	10 Racks mit 50 Röhrchen	10 Beutel mit 50 Röhrchen	10 Racks mit 50 Röhrchen
Art. Nr. Verschluss Naturfarbe	**056169NS**	**056170NS**	**056171NS**	**056172NS**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Röhrchen Perform™ und Röhrchen PerformR™ mit Rand Labcon

labcon

	PerformR™-Röhrchen						PerformR™-Röhrchen mit Rand		
									
Volumen (ml)	15			50			50		
Durchmesser (mm)	1			29			30		
Höhe (mm)	118			115			115		
Material	Röhrchen aus Polypropylen; Kappe aus HDPE			Röhrchen aus Polypropylen; Kappe aus HDPE			Röhrchen aus Polypropylen; Kappe aus HDPE		
Steril	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
Verschluss-Typ	Mit Gewinde; flach mit Elastomerdichtung			Mit Gewinde; flach mit Elastomerdichtung			Mit Gewinde; flach mit Elastomerdichtung		
Autoklavierbar	Ja			Ja			Ja		
Max. Zentrifug. (g)	12500			12500			10500		
Rand	Nein			Nein			Ja		
Graduierung	Ja Standard und umgekehrt; Anzeige der Höchststufe für Einfrieren			Ja Standard und umgekehrt; Anzeige der Höchststufe für Einfrieren			Ja (in 2,5 ml Schritten von 5 bis 45 ml)		
Beschriftungsbereich	Ja auf dem Röhrchen + Kappe			Ja auf dem Röhrchen + Kappe			Ja		
Farben	Transluzent			Transluzent			Transluzent		
Einsatztemperatur	-80 °C bis +121 °C			-80 °C bis +121 °C			-80 °C bis +121 °C		
Eigenschaften	Frei von DNasen, RNasen, Endotoxine (< 0,05 EU/ ml) und ATP ; zertifiziert niedriger Metallgehalt (< 1 ppm) ; CE IVD; IATA-konform 95 kPa für Transport von infektiösen Stoffen ; U.S.P. Class VI konform; recycelbar			Frei von DNasen, RNasen, Endotoxine (< 0,05 EU/ ml) und ATP ; zertifiziert niedriger Metallgehalt (< 1 ppm) ; CE IVD; IATA-konform 95 kPa für Transport von infektiösen Stoffen ; U.S.P. Class VI konform; recycelbar			Frei von DNasen, RNasen, Endotoxine (< 0,05 EU/ ml) und ATP ; zertifiziert niedriger Metallgehalt (< 1 ppm) ; CE IVD; IATA-konform 95 kPa für Transport von infektiösen Stoffen ; U.S.P. Class VI konform; recycelbar		
VE	Beutel mit 500 Röhrchen	Beutel mit 500 Röhrchen und Beutel mit 500 Verschlüssen	12 Polypropylenracks mit 25 Röhrchen	Beutel mit 500 Röhrchen	Beutel mit 500 Röhrchen und Beutel mit 500 Verschlüssen	12 Polypropylenracks mit 25 Röhrchen	10 Beutel mit 50 Röhrchen	10 Beutel mit 50 Röhrchen	Beutel mit 500 Röhrchen und Beutel mit 500 Verschlüssen
Art. Nr. grüne flache Kappe	**949434**	**949901**	**949536**	**949432**	**949917**	**949538**	**949026**	**949027**	**949028**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
									
Verschluss-Typ	Mit Schraubgewinde; mit dicker Dichtungszone ; verstärkte Abdichtung			Mit Schraubgewinde; mit dicker Dichtungszone ; verstärkte Abdichtung			Mit Schraubgewinde; mit dicker Dichtungszone ; verstärkte Abdichtung		
Eigenschaften	frei von DNasen, RNasen, Endotoxinen (< 0,05 EU/ ml)und ATP; zertifiziert metallarm (< 1 ppm); CE IVD; konform mit U.S.P. Klasse VI; recyclingfähig			frei von DNasen, RNasen, Endotoxinen (< 0,05 EU/ ml)und ATP; zertifiziert metallarm (< 1 ppm); CE IVD; konform mit U.S.P. Klasse VI; recyclingfähig			frei von DNasen, RNasen, Endotoxinen (< 0,05 EU/ ml)und ATP; zertifiziert metallarm (< 1 ppm); CE IVD; konform mit U.S.P. Klasse VI; recyclingfähig		
VE	Beutel mit 500 Röhrchen	Beutel mit 500 Röhrchen und Beutel mit 500 Verschlüssen	12 Polypropylenracks mit 25 Röhrchen	Beutel mit 500 Röhrchen	Beutel mit 500 Röhrchen und Beutel mit 500 Verschlüssen	12 Polypropylenracks mit 25 Röhrchen	10 Beutel mit 50 Röhrchen	10 Beutel mit 50 Röhrchen	Beutel mit 500 Röhrchen und Beutel mit 500 Verschlüssen
Grüner Verschluss verstärkte Dichtigkeit	**949024**	**949902**	**949537**	**949020**	**949918**	**949539**	**949029**	**949030**	**949031**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com