Labcon UVsafe™-Röhrchen








Volumen (ml)	15			50		
Durchmesser (mm)	17	17	17	29	29	29
Höhe (mm)	118	118	118	115	115	115
Material	Röhrchen aus Polypropylen; Kappe aus HDPE					
Steril	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja
Verschluss-Typ	Mit Gewinde					
Autoklavierbar	Ja					
Max. Zentrifug. (g)	12500					
Rand	Nein					
Graduierung	Ja Standard und umgekehrt; Anzeige der Höchststufe für Einfrieren					
Beschriftungsbereich	Ja					
Farben	Undurchsichtig					
Einsatztemperatur	-80 °C bis +121 °C					
Eigenschaften	Frei von DNasen, RNasen, Endotoxinen (< 0,05 EU/ ml) und ATP; zertifiziert niedriger Metallgehalt (< 1ppb); CE IVD; U.S.P. Class VI konform; recycelbar; Blockiert 100 % der UV-Strahlung					
VE	10 Beutel mit 50 Röhrchen	1 Beutel mit 500 Röhrchen und 1 Beutel mit 500 Verschlüssen	20 Kartonracks mit 25 Röhrchen	10 Beutel mit 50 Röhrchen	1 Beutel mit 500 Röhrchen und 1 Beutel mit 500 Verschlüssen	20 Kartonracks mit 25 Röhrchen
Art. Nr. grüne Kappe	**949891**	**949900**	**949898**	**949908**	**949916**	**949914**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Labcon ProtectR™-Röhrchen







Volumen (ml)	15		50	
Durchmesser (mm)	17	17	29	29
Höhe (mm)	118	118	115	115
Material	Röhrchen aus Polypropylen; Kappe aus HDPE			
Steril	Nein	Ja	Nein	Ja
Verschluss-Typ	Mit Gewinde; flach mit Elastomerdichtung			
Autoklavierbar	Ja			
Max. Zentrifug. (g)	12500			
Rand	Nein			
Graduierung	Ja Standard und umgekehrt; Anzeige der Höchststufe für Einfrieren			
Beschriftungsbereich	Ja auf dem Röhrchen gepunktet für Sichtbarkeit des Inhalts und auf Kappe			
Farben	Transluzent			
Einsatztemperatur	-80 °C bis +121 °C			
Eigenschaften	Frei von DNasen, RNasen, Endotoxinen (< 0,05 EU/ ml) und ATP; zertifiziert für niedrigen Metallgehalt (< 1 ppm); CE IVD; IATA-konform 95 kPa für den Transport von infektiösen Stoffen; U.S.P. Klasse VI; recycelbar; für den Transport von Proben mit Trockeneis, verhindert die Ansäuerung der Probe durch die CO_2-Dämpfe des Trockeneises und damit die Verschlechterung der Eigenschaften der Probe			
VE	2 Integrapacks mit 5 Beuteln à 10 Röhrchen			
Art. Nr.gelbe Kappe	**949532**	**949533**	**949534**	**949535**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**