Röhrchen 15 ml



Volumen (ml)	15								
Durchmesser (mm)	17	17	17	17	17	17	17,5	17,5	17
Höhe (mm)	121	121	121	121	121	121	119,6	119,6	118
Material	Polypropylen			Polypropylen; Deckel aus Polyethylen			Polypropylen		
Steril	Ja								
Autoklavierbar	Ja ohne Kappe	Nein	Nein	Ja ohne Kappe	Ja ohne Kappe	Ja ohne Kappe	Nein	Nein	Nein
Max. Geschwindigkeit Zentrif. (g)	6200	12000	12000	12000	12000	12000	8400	8400	12000
Rand	Nein								
Graduierung	Ja Schritt 0,5 ml	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Beschriftungsbereich	Ja								
Farben	Transluzent	Transluzent	Transluzent	Transluzent	Transluzent	Transluzent	Transparent	Transparent	Transluzent
Einsatztemperatur	-80 °C bis +110 °C	-190 °C bis +120 °C	-190 °C bis +120 °C	±86 °C bis +121 °C	±86 °C bis +121 °C	±86 °C bis +121 °C	-20 °C bis +121 °C	-20 °C bis +121 °C	-86 °C bis +121 °C
Eigenschaften	CE- und IVD-Kennzeichnung; frei von Endotoxinen	RNase, Dnase frei	RNase, Dnase frei	RNase, Dnase frei	RNase, Dnase frei	RNase, Dnase frei	Frei von DNasen, RNasen; IATA-konform	Frei von DNasen, RNasen; IATA-konform	Frei von DNasen und RNasen und Endotoxinen; nicht zytotoxisch
VE	750 einzeln verpackte Röhrchen.	20 Beutel mit 25 Röhrchen	20 Racks mit 25 Röhrchen	10 Beutel mit 50 Röhrchen	10 Racks mit 50 Röhrchen	300 einzeln verpackte Röhrchen.	20 Beutel mit 25 Röhrchen	10 Racks mit 50 Röhrchen	10 Racks mit 50 Röhrchen
Art. Nr. Blaue Kappe	**391526B**	**-**	**-**	**062969**	**062968**	**062975**	**010156**	**010151**	**062630**
Art. Nr. Verschluss assortierte Farben (weiß, gelb, rot, grün und blau)	**-**	**051924**	**051825**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**



Volumen (ml)	15									
Durchmesser (mm)	17									
Höhe (mm)	120									
Material	Polypropylen; Deckel aus Polyethylen				Polystyrol; Deckel aus Polyethylen			Acryl; Deckel aus Polyethylen		
Steril	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Autoklavierbar	Nein	Nein	Nein	Ja ohne Kappe	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Max. Geschwindigkeit Zentrif. g)	9000	9000	9000	12000	3000	3000	3000	6160	6160	6160
Rand	Nein									
Graduierung	Ja	Ja	Ja	Ja graviert, und am konischen Boden geformt	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Beschriftungsbereich	Ja	Ja	Ja	Ja auf dem Röhrchen + Kappe	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Farben	Transluzent									
Einsatztemperatur	-	-	-	-80 °C bis +121 °C	-40 °C bis +70 °C	-40 °C bis +70 °C	-40 °C bis +70 °C	-40 °C bis +70 °C	-40 °C bis +70 °C	-40 °C bis +70 °C
Eigenschaften	CE IVD Kennzeichnung	CE IVD Kennzeichnung	CE IVD Kennzeichnung	-	-	Frei von DNasen und RNasen, Endotoxinen	Frei von DNasen und RNasen, Endotoxinen	-	Frei von DNasen und RNasen, Endotoxinen	Frei von DNasen und RNasen, Endotoxinen
VE	34 Beutel mit 50 Röhrchen	34 Beutel mit 50 Röhrchen	750 einzeln verpackte Röhrchen.	20 Beutel mit 25 Röhrchen	Beutel mit 500 Röhrchen	20 Beutel mit 25 Röhrchen	10 Racks mit 50 Röhrchen	Beutel mit 500 Röhrchen	20 Beutel mit 25 Röhrchen	10 Racks mit 50 Röhrchen
Art. Nr.gelbe Kappe	**-**	**-**	**-**	**978514**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Art. Nr. rote Kappe	**-**	**390057**	**390058**	**978513**	**380504**	**380505**	**380506**	**380507**	**380508**	**380509**
Art. Nr. grüne Kappe	**-**	**-**	**-**	**978521**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Art. Nr. Blaue Kappe	**390056**	**-**	**-**	**978511**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Art. Nr. Violette Kappe	**-**	**-**	**-**	**978512**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Art. Nr. Verschluss farbig sortiert (gelb, rot, grün, blau und violett)	**-**	**-**	**-**	**978508***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

* 1 PP-Rack inklusive