Röhrchen 50 ml



Volumen (ml)	50									
Durchmesser (mm)	30	30	30	29	29	29	29	29	29,6	29,6
Höhe (mm)	117	117	117	115	115	115	115	115	114,7	114,7
Material	Polypropylen			Polypropylen; Deckel aus Polyethylen					Polypropylen	
Steril	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
Autoklavierbar	Ja (ohne Kappe)	Nein	Nein	Ja (ohne Kappe)	Ja (ohne Kappe)	Ja (ohne Kappe)	Ja (ohne Kappe)	Ja (ohne Kappe)	-	-
Max. Zentrifug. (g)	9400	12000	12000	15000	15000	15000	15000	15000	9400	9400
Rand	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein
Graduierung	Ja (Schritt 2,5 ml)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja (in Schritten von 5 ml)	Ja (in Schritten von 5 ml)
Beschriftungsbereich	Ja									
Farben	Transluzent	Transluzent	Transluzent	Transluzent	Transluzent	Transluzent	Transluzent	Transluzent	Transparent	Transparent
Einsatztemperatur	-80 °C bis +110 °C	-190 °C bis +120 °C	-190 °C bis +120 °C	±86 °C bis +121 °C	±86 °C bis +121 °C	±86 °C bis +121 °C	±86 °C bis +121 °C	±86 °C bis +121 °C	-20 °C bis +121 °C	-20 °C bis +121 °C
Eigenschaften	CE- und IVD-Kennzeichnung; frei von Endotoxinen	RNase, Dnase frei	RNase, Dnase frei	Frei von DNasen und RNasen, Endotoxinen	Frei von DNasen und RNasen, Endotoxinen	-	Frei von DNasen und RNasen, Endotoxinen	Frei von DNasen und RNasen, Endotoxinen	Frei von DNasen, RNasen; IATA-konform	Frei von DNasen, RNasen; IATA-konform
VE	400 Röhrchen in Einzelpackungen	20 Beutel mit 25 Röhrchen	20 Racks mit 25 Röhrchen	20 Beutel mit 25 Röhrchen	20 Racks mit 25 Röhrchen	Beutel mit 500 Röhrchen	20 Beutel mit 25 Röhrchen	300 Röhrchen in Einzelpackungen	10 Beutel mit 50 Röhrchen	10 Racks mit 50 Röhrchen
Art. Nr. Blaue Kappe	**391527**	**-**	**-**	**062972**	**062971**	**062970**	**062973**	**062976**	**010157**	**010152**
Art. Nr. Verschluss assortierte Farben (weiß, gelb, rot, grün und blau)	**-**	**051926**	**051927**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**



Volumen (ml)	50										
Durchmesser (mm)	30	29	30	30	30	30	30	30	30	29,5	29,5
Höhe (mm)	115	115	115	115	115	115	115	115	115	114	114
Material	Polypropylen		Polypropylen; Deckel aus Polyethylen					PP	PP; PE-Verschluss	Polystyrol; Deckel aus Polyethylen	
Steril	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja
Autoklavierbar	Nein	-	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja ohne Kappe	Nein	Nein
Max. Zentrifug. (g)	16000	15000	14000	14000	14000	8000	8000	8000	16000	3000	3000
Rand	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Graduierung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja graviert, und am konischen Boden geformt	Ja	Ja
Beschriftungsbereich	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja auf dem Röhrchen + Kappe	Ja	Ja
Farben	Transluzent	Transluzent	Transluzent	Transluzent	Transluzent	Transluzent	Transluzent	Transluzent	Natur	Transparent	Transparent
Einsatztemperatur	-80 °C bis +121 °C	-86 °C bis +121 °C	-	-	-	-	-	-	-80 °C bis +121 °C	±40 °C bis +70 °C	±40 °C bis +70 °C
Eigenschaften	Nummerierte Kappe; Rack aus Polystyrol	Frei von RNasen, DNasen und Endotoxinen; nicht zytotoxisch; wasserdichter, mattierter Stopfen	CE IVD Kennzeichnung	CE IVD Kennzeichnung	CE IVD Kennzeichnung	CE IVD Kennzeichnung	CE IVD Kennzeichnung	CE IVD Kennzeichnung	Frei von DNasen und RNasen, Endotoxinen	-	Frei von DNasen und RNasen, Endotoxinen
VE	12 Racks mit 25 Röhrchen	20 Racks mit 25 Röhrchen	5 Beutel mit 100 Röhrchen	5 Beutel mit 100 Röhrchen	500 Röhrchen einzeln verpackt	5 Beutel mit 100 Röhrchen	5 Beutel mit 100 Röhrchen	500 Röhrchen einzeln verpackt	20 wieder-verschließbare Beutel mit 25 Röhrchen	Beutel mit 500 Röhrchen	20 Beutel mit 25 Röhrchen
Art. Nr.gelbe Kappe	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**978520**	**-**	**-**
Art. Nr. rote Kappe	**-**	**-**	**-**	**390060**	**390061**		**390063**	**390064**	**978519**	**380501**	**380502**
Art. Nr. grüne Kappe	**978365**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**978522**	**-**	**-**
Art. Nr. Blaue Kappe	**-**	**-**	**390059**	**-**	**-**	**390062**	**-**	**-**	**978517**	**-**	**-**
Art. Nr. Violette Kappe	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**978518**	**-**	**-**
Art. Nr. Kappe sortierte Farben (gelb, rot, grün, blau und violett)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**978515***	**-**	**-**
Art. Nr. Kappe sortierte Farben (gelb, rot, grün, blau und orange)	**-**	**062631**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

* 1 PP-Rack inklusive

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com