Labcon-Röhrchen mit Gewinde für große Volumen






Volumen (ml)	175		225	
Durchmesser (mm)	61		61	
Höhe (mm)	117		137	
Material	Polypropylen		Polypropylen	
Steril	Nein	Ja	Nein	Ja
Autoklavierbar	Ja		Ja	
Max. Zentrifug. (g)	8000		8000	
Graduierung	Ja		Ja	
Beschriftungsbereich	Nein	Nein	Nein	Nein
Einsatztemperatur	-80 °C bis +121 °C		-80 °C bis +121 °C	
Eigenschaften	Frei von DNasen, RNasen, Endotoxinen (‹ 0,05 EU/ ml), ATP-Oleamid, DiHEMDA und Phthalate; zertifiziert niedriger Metallgehalt (‹ 1 ppm); CE IVD			
VE	48			
Art. Nr. grüne Kappe	**949518**	**949519**	**949520**	**949521**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Nalgene™ Polypropylen-Röhrchen



Volumen (ml)	175	250		500			1000		
Durchmesser (mm)	61,5	61,8	61,1	73,8	69,5	69,5	97,5	97,7	97,5
Höhe (mm)	143,5	127,7	132,8	169,8	170,2	160	184,5	179	185,3
Material	Polypropylen-Co-Polymer; Polypropylen-Kappe			Polypropylen-Co-Polymer; Kappe aus PP					PP-Co-Polymer; Kappe aus PP, Verschluss aus modifiziertem PPE
Steril	Nein								
Boden	Konisch	Flach	Flach	Flach	Flach	Flach	Flach	Flach	Flach
Autoklavierbar	Ja								
Max. Zentrifug. (g)	27500	13200	27500	4800	4800	13700	7100	7100	15810
Graduierung	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Beschriftungsbereich	Nein								
Eigenschaften	Verschluss mit Silikondichtung für eine bessere Abdichtung und verstärkter Verschluss	-	Silikondichtung mit verstärkter Abdichtung	-	-	Silikondichtung mit verstärkter Abdichtung	-	-	Silikondichtung; entwickelt für Fiberlite-Rotoren (FCS 6X1000Y, F8S 6X1000Y, F9S 4X1000Y); nicht zytotoxisch
VE	4 Röhrchen	4 Röhrchen	4 Röhrchen	4 Röhrchen	4 Röhrchen	4 Röhrchen	4 Röhrchen	4 Röhrchen	6 Röhrchen
Art. Nr. Verschluss Naturfarbe	**029258**	**029205**	**029256**	**029236**	**029239**	**029257**	**029237**	**029238**	-
Art. Nr. Blaue Kappe	-	-	-	-	-	-	-	-	**029907**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Adapter



Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
029274	Adapter	4 Adapter	**AA -**



Unsere Marken von 15- und 50-ml-Zentrifugenröhrchen finden Sie in unserem Kapitel „Zellkultur“