
POLYPROPYLEN RÖHRCHEN MIT GEWINDE

Polypropylenröhrchen mit Gewinde Gosselin™

CORNING





Volumen (ml)	7			10		
Durchmesser (mm)	16,6	16,6	16,6	16	16	16
Höhe (mm)	54	54	54	97	97	97
Material	Polypropylen; Kappe aus Polyethylen niedriger Dichte					
Steril	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
Boden	Flach	Flach	Flach	Rund	Rund	Rund
Verschluss	Ohne	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Autoklavierbar	Ja					
Max. Zentrifug. (g)	3000					
Rand	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Graduierung	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Beschriftungsbereich	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Farben	Transluzent					
Einsatztemperatur	-20 °C bis +120 °C					
VE	4 Beutel mit 500 Röhrchen	4 Beutel mit 400 Röhrchen	4 Beutel mit 400 Röhrchen	4 Beutel mit 250 Röhrchen	4 Beutel mit 250 Röhrchen	4 Beutel mit 250 Röhrchen
Art. Nr. Röhrchen einzeln	**080938**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Art. Nr. weißer Verschluss	**-**	**688118**	**688340**	**080261**	**-**	**-**
Art. Nr. rote Kappe	**-**		**688117**	**-**	**030466**	**688339**
CHF/**VE**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF/ VE
076027	Weißer Verschluss für Art.Nr. 080938	1500	**AA -**

Polypropylenröhrchen mit Schraubgewinde Greiner Bio-One



Volumen (ml)	12
Durchmesser (mm)	15,45
Höhe ohne Kappe (mm)	99
Höhe mit Kappe (mm)	100
Material	Polypropylen; Kappe aus Polyethylen hoher Dichte
Steril	Nein
Boden	Rund
Verschluss	Ja
Autoklavierbar	Ja (ohne Kappe)
Max. Zentrifug. (g)	26000
Rand	Nein
Graduierung	Nein
Beschriftungsbereich	Nein
Farben	Transluzent
Einsatztemperatur	±196 °C bis +121 °C
Eigenschaften	Frei von DNasen und RNasen, menschlicher DNA und Endotoxinen; nicht zytotoxisch
VE	900 Röhrchen
Art. Nr. weißer Verschluss	**163270**
CHF/ VE	**AA -**

