Polypropylenröhrchen mit Gewinde Nalgene™

Thermo SCIENTIFIC NALGENE



Volumen (ml)	10		16	28	30		35	50	
Durchmesser (mm)	16,13	16	18,1	25,8	25,7	25,5	28,3	28,83	28,8
Höhe (mm)	80,5	82	106,4	94	93,4	102,1	103,8	105,9	113,5
Material	Polypropylen-Copolymer; Polypropylen-Kappe								
Steril	Nein								
Boden	Rund	Rund	Rund	Rund	Rund	Rund	Konisch	Rund	Rund
Verschluss	Ja								
Autoklavierbar	Ja								
Max. Zentrifug. (g)	50000								
Rand	Nein								
Graduierung	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja (in 1 ml Schritten von 1 bis 35 ml)	Nein	Nein
Beschriftungsbereich	Nein								
Farben	Transluzent								
Einsatztemperatur	0 bis +135 °C								
Eigenschaften	-	Verschluss mit Silikondichtung für eine bessere Abdichtung und verstärkter Verschluss		-	-	Verschluss mit Silikondichtung für eine bessere Abdichtung und verstärkter Verschluss	Wasserdicht	-	Verschluss mit Silikondichtung für eine bessere Abdichtung und verstärkter Verschluss
VE	10 Röhrchen								
Art. Nr. Verschluss Naturfarbe	**029199**	**029251**	**029252**	**029233**	**029234**	**029253**	**029262**	**029235**	**029254**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Adapter für Art. Nr. 029262

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
029283	Adapter	6	**AA -**



Simport®-Polypropylen Röhrchen

Simport



Volumen (ml)	5	7		10			12	30			
Außen-Ø (mm)	17	13	13	17	17	17	17	25	25	25	25
Höhe (mm)	65	84	84	85	84	84	102	111	111	111	111
Material	Polypropylen										
Steril	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Boden	Konisch	Flach	Flach	Rund	Konisch	Rund	Konisch	Konisch	Konisch	Konisch	Konisch
Verschluss	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Verschluss-Typ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Mit Gewinde	Mit Gewinde
Autoklavierbar	Ja										
Rand	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Graduierung	Ja, graviert	Nein	Nein	Ja, Siebdruck	Ja, graviert	Nein	Ja, graviert	Ja, graviert	Ja, graviert	Ja	Ja
Beschriftungsbereich	Nein										
Farben	Transluzent										
Einsatztemperatur	0 °C bis +135 °C	0 °C bis +135 °C	0 °C bis +135 °C	0 °C bis +135 °C	0 °C bis +135 °C	0 °C bis +135 °C	0 °C bis +135 °C	0 °C bis +135 °C	0 °C bis +135 °C	-90 °C bis +121 °C	-90 °C bis +121 °C
Eigenschaften	Getestet bei 95 KPa										
VE	Beutel mit 1000 Röhrchen	Beutel mit 1000 Röhrchen	Beutel mit 1000 Röhrchen	Beutel mit 1000 Röhrchen	Beutel mit 1000 Röhrchen	Beutel mit 1000 Röhrchen	Beutel mit 1000 Röhrchen	Beutel mit 500 Röhrchen	Beutel mit 500 Röhrchen	20 Beutel mit 25 Röhrchen	5 Beutel mit 100 Röhrchen
Einzelnes Röhrchen	**040769**	**040770**	**040779**	**040771**	**040772**	**039235**	**040773**	**040774**	**040780**	**-**	**-**
Art. Nr. weißer Verschluss	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**040723**	**040724**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com