POLYPROPYLEN RÖHRCHEN MIT GEWINDE

Simport®-Röhrchenstopfen aus Polypropylen (vorherige Seite)

Für Röhrchen Art. Nr.	040769	040770	040779	040771	040772	039235	040773	040774	040780
									
Art. Nr. weiße Siegelkappe mit Lippe	**040775**	**040777**	**-**	**039237**	**040775**	**039237**	**040775**	**040778**	**-**
VE	1000	1000	-	1000	1000	1000	1000	500	-
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**-**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**-**
									
Art. Nr. weißer Stopfen mit O-Ring	**-**	**-**	**-**	**039238**	**-**	**039238**	**-**	**-**	**-**
VE	-	-	-	1000	-	1000	-	-	-
CHF/VE	**-**	**-**	**-**	**AA -**	**-**	**AA -**	**-**	**-**	**-**
									
Art. Nr. weißer Verschluss Manipulationssicher	**040781**	**-**	**040782**	**-**	**040781**	**-**	**040781**	**-**	**040783**
VE	1000	-	1000	-	1000	-	1000	-	500
CHF/VE	**AA -**	**-**	**AA -**	**-**	**AA -**	**-**	**AA -**	**-**	**AA -**

Labcon Polypropylen-Röhrchen

		
Volumen (ml)	5	10
Durchmesser (mm)	15,2	
Höhe (mm)	60,2	94
Material	Polypropylen	
Steril	Nein	Nein
Boden	Konisch	
Verschluss	Ja	
Autoklavierbar	Ja	
Max. Zentrifug. (g)	12000	
Rand	Ja	
Graduierung	Ja, Schritt von 1 ml	
Beschriftungsbereich	Ja	
Farben	Transluzent	
Einsatztemperatur	-80 °C bis +122 °C	
Eigenschaften	Frei von DNasen, RNasen, ATP und Endotoxinen, zertifiziert für spurenarme Metalle, CE, IVD, IATA 95 kPa-konform, USP Klasse VI	
VE	2 Beutel mit 500 Röhrchen und 2 Beutel mit 500 Verschlüssen	
Art. Nr. grüne Kappe	**950680**	**950684**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**