Röhrchen Aus Polystyrol Greiner Bio-One






Volumen (ml)	12			15
Außen-Ø (mm)	16,8	16,8	17	17
Höhe ohne Kappe (mm)	100	100	100	15
Höhe mit Kappe (mm)	101	101	101	120
Material	Polystyrol; HDPE-Verschluss			
Steril	Nein	Ja	Nein	Ja
Boden	Konisch	Konisch	Rund	Rund
Verschluss	Ja			
Autoklavierbar	Nein			
Max. Zentrifug. (g)	5000	5000	3000	2500
Rand	Ja	Ja	Nein	Nein
Graduierung	Nein			
Beschriftungsbereich	Nein			
Farben	Transparent			
Einsatztemperatur	-20 °C bis +60 °C	-20 °C bis +60 °C	-20 °C bis +60 °C	-20 °C bis +60 °C
Eigenschaften	Frei von Schwermetallen	Frei von DNasen und RNasen, menschlicher DNA und Endotoxinen; nicht zytotoxisch	Frei von Schwermetallen	Frei von DNasen und RNasen, menschlicher DNA und Endotoxinen; nicht zytotoxisch
VE	Beutel mit 1300 Röhrchen	40 Beutel mit 25 Röhrchen	Beutel mit 900 Röhrchen	10 Beutel mit 100 Röhrchen
Einzelnes Röhrchen	-	-	-	-
Art. Nr. weißer Verschluss	**164180**	-	-	-
Art. Nr. Blaue Kappe	-	**164161**	-	**186171**
Art. Nr. Schwarze Kappe	-	-	**163177**	-
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Verschluss

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
314386B	Stopfen blau	1000	**AA -**

Biosigma-Polystyrolröhrchen



Volumen (ml)	5		
Durchmesser (mm)	13		
Höhe (mm)	75		
Material	Polystyrol		
Steril	Nein	Nein	Ja
Boden	Rund		
Verschluss	Nein	Ja	Ja
Autoklavierbar	Nein		
Rand	Nein		
Graduierung	Nein		
Beschriftungsbereich	Nein		
Farben	Transparent		
VE	Beutel mit 4200 Röhrchen	Beutel mit 2100 Röhrchen	21 Beutel mit 100 Röhrchen
Art. Nr. Röhrchen einzeln	**390559**	-	-
Art. Nr.gelbe Kappe	-	**390490**	**390560**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Verschluss

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
390558	Stopfen gelb	1000	**AA -**

Nunc™ Polystyrol-Röhrchen




Volumen (ml)	10		11		
Durchmesser (mm)	16				
Höhe (mm)	100	110	110	110	110
Material	Polystyrol; Deckel aus Polyethylen				
Steril	Ja				
Boden	Flach	Rund	Konisch	Konisch	Konisch
Verschluss	Ja				
Autoklavierbar	Nein				
Max. Zentrifug. (g)	3000				
Rand	Nein				
Graduierung	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Beschriftungsbereich	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja
Farben	Transparent				
Einsatztemperatur	20 °C bis 90 °C				
VE	6 Beutel mit 80 Röhrchen				
Art. Nr. Verschluss Naturfarbe	**056022**	**056024**	**056027**	**055455**	**056322**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com