Nalgene™ Polycarbonat-Röhrchen



Volumen (ml)	10		16	28	30		50		85
Durchmesser (mm)	16,1	16,1	18,1	25,8	25,8	25,8	28,8	28,8	38,2
Höhe ohne Kappe (mm)	80,5	83,8	107,2	94	94	102,6	115	106,4	105,2
Material	Polykarbonat; Deckel aus Polypropylen								
Steril	Nein								
Boden	Rund								
Verschluss	Ja								
Autoklavierbar	Ja								
Max. Zentrifug. (g)	50000								
Rand	Nein								
Graduierung	Nein								
Beschriftungsbereich	Nein								
Farben	Transparent								
Einsatztemperatur	-135 °C bis +135 °C								
Eigenschaften	-	Verschluss mit Silikondichtung für eine bessere Abdichtung und verstärkter Verschluss		-	-	Verschluss mit Silikondichtung für eine bessere Abdichtung und verstärkter Verschluss		-	-
VE	10 Röhrchen								
Art. Nr. Verschluss Naturfarbe	**029229**	**029248**	**029249**	**029230**	**029231**	**028103**	**029250**	**029232**	**028416**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Nunc™-Röhrchen



Volumen (ml)	11	
Durchmesser (mm)	16	
Höhe (mm)	110	
Material	Polykarbonat; Deckel aus Polypropylen	
Steril	Ja	
Boden	Konisch	
Verschluss	Ja	
Autoklavierbar	Ja (ohne Kappe)	
Max. Zentrifug. (g)	6000	
Rand	Nein	
Graduierung	Nein	
Beschriftungsbereich	Nein	Ja
Farben	Transparent	
Einsatztemperatur	-135 °C bis +135 °C	
VE	6 Beutel mit 80 Röhrchen	
Art. Nr. weißer Verschluss	**056020**	**055458**
CHF/ VE	**AA -**	**AA -**

Nalgene™ -Röhrchen



Volumen (ml)	10	30	50
Außen-Ø (mm)	16	25,7	28,8
Höhe ohne Kappe (mm)	81,5	93	106,7
Material	PTFE; ETFE-Stopfen		
Steril	Nein		
Boden	Rund		
Verschluss	Ja		
Autoklavierbar	Ja		
Max. Zentrifug. (g)	50000		
Rand	Nein		
Graduierung	Nein		
Beschriftungsbereich	Nein		
Farben	Transluzent		
Einsatztemperatur	-100 °C bis +260 °C		
VE	2 Röhrchen		
Art. Nr. Verschluss Naturfarbe	**029217**	**028116**	**029218**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**