Nalgene™ Polysulfonröhrchen

Thermo SCIENTIFIC NALGENE



Volumen (ml)	30	50	
Außen-Ø (mm)	25,7	29	28,8
Höhe ohne Kappe (mm)	94	107,2	114,8
Material	Polysulfon; Polypropylenkappe		
Steril	Nein		
Boden	Rund		
Verschluss	Ja		
Autoklavierbar	Ja		
Max. Zentrifug. (g)	50000		
Rand	Nein		
Graduierung	Nein		
Beschriftungsbereich	Nein		
Farben	Transparent		
Einsatztemperatur	-100 °C bis +165 °C		
Eigenschaften	-	-	Verschluss mit Silikondichtung für eine bessere Abdichtung und verstärkter Verschluss
VE	Beutel mit 10 Röhrchen		
Art. Nr. Verschluss Naturfarbe	**029220**	**029221**	**029247**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Röhrchen aus Polypropylen mit Verschluss konischer Boden

Konischer Boden Mit Stopfen











Volumen (ml)	5						6
Außen-Ø (mm)	16	16	16	16	16	16	14,2
Innen-Ø (mm)	-	-	-	-	-	-	11,4
Höhe ohne Kappe (mm)	56	56	56	60	57	57	81,3
Material	Polypropylen; Deckel aus Polyethylen	Polypropylen; Deckel aus Polyethylen	Polypropylen; Deckel aus Polyethylen	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen, Deckel aus Polyethylen
Steril	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein
Boden	Konisch						
Verschluss	Ja	Ja (angehängt)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Verschluss-Typ	Mit Gewinde	-	Mit Gewinde	Mit Gewinde	Mit Gewinde	Mit Gewinde	Mit Gewinde
Autoklavierbar	-	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja ohne Kappe
Rand	Ja						
Graduierung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Beschriftungsbereich	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein
Farben	Transluzent						
Eigenschaften	-	-	-	Frei von DNasen und RNasen, Endotoxinen; Wasserdicht	-	-	-
VE	Beutel mit 1000 Röhrchen und Beutel mit 1000 Verschlüssen	Beutel mit 1000 Röhrchen	Beutel mit 500 Röhrchen	10 Beutel mit 100 Röhrchen	Beutel mit 1000 Röhrchen	20 Beutel mit 25 Röhrchen	Beutel mit 1000 Röhrchen
Art. Nr. weißer Verschluss	**380551**	**380562**	**380564**	**162613**	**-**	**-**	**010228**
Art. Nr.gelbe Kappe	**380555**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Art. Nr. rote Kappe	**380554**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**010229**
Art. Nr. grüne Kappe	**380553**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Art. Nr. Blaue Kappe	**380552**	**-**	**-**	**-**	**077079**	**077080**	**-**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com