
POLYPROPYLEN RÖHRCHEN MIT GEWINDE

Röhrchen aus Polypropylen mit Verschluss konischer Boden

Konischer Boden Mit Stopfen										
Volumen (ml)	10									30
Ø -außen (mm)	16	16	16	16	16	16	16	15,7	15,7	30
Ø -innen (mm)	-	-	-	-	-	-	-	15	15	-
Höhe ohne Kappe (mm)	93	93	92	92	92	92	80	100	100	82
Höhe mit Kappe (mm)	-	-	-	-	-	-	-	103,6	103,6	-
Material	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen; Deckel aus Polyethylen	Polypropylen; Deckel aus Polyethylen	Polypropylen; Deckel aus Polyethylen	Polypropylen; Deckel aus Polyethylen	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen; Deckel aus Polyethylen
Steril	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Boden	Konisch									
Verschluss	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja (angehängt)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Typ der Kappe	Mit Gewinde									
Autoklavierbar	Ja	Ja	-	-	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja (ohne Kappe)
Max. Zentrifug. (g)	-	-	-	-	-	-	-	3000 rpm	3000 rpm	7000 rpm
Rand	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja
Graduierung	Ja									
Beschriftungsbereich	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
Farben	Transluzent	Transluzent	Transluzent	Bernstein	Transluzent	Transluzent	Transluzent	Transluzent	Transluzent	Transluzent
Betriebstemperatur	-	-	-	-	-	-	-	0 °C bis +135 °C	0 °C bis +135 °C	±86 °C bis +121 °C
Eigenschaften	-	-	-	-	-	-	Frei von DNasen und RNasen, Endotoxinen; Wasserdicht	Kompatibel mit bioMerieux' AutomatPREVI™ isola	-	Frei von DNasen und RNasen, Endotoxinen
VE	Beutel mit 1000 Röhrchen	20 Beutel mit 25 Röhrchen	Beutel mit 1000 Röhrchen und Beutel mit 1000 Verschlüssen	Beutel mit 1000 Röhrchen	Beutel mit 1000 Röhrchen	Beutel mit 500 Röhrchen	10 Beutel mit 100 Röhrchen	2 Beutel mit 500 Röhrchen	10 Beutel mit 100 Röhrchen	20 Beutel mit 25 Röhrchen
Art. Nr. Weiße Kappe	-	-	**380556**	**380561**	**380563**	**380565**	**162614**	**380525**	-	-
Art. Nr. gelbe Kappe	-	-	**380560**	-	-	-	-	-	**380526**	-
Art. Nr. rote Kappe	-	-	**380559**	-	-	-	-	-	-	-
Art. Nr. grüne Kappe	-	-	**380558**	-	-	-	-	-	-	-
Art. Nr. blaue Kappe	**077077**	**077078**	**380557**	-	-	-	-	-	-	**062974**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**