
POLYPROPYLEN RÖHRCHEN MIT GEWINDE

Röhrchen aus Polypropylen mit Verschluss runder Boden

Runder Boden Mit Verschluss												
Volumen (ml)	5			7		8	10		12		15	
Außen-Ø (mm)	12,3	17	17	17	17	13	17	17	16,3	16,3	17	17
Innen-Ø (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	14,4	14,4	-	-
Höhe ohne Kappe (mm)	75	40	40	54	54	100	70	70	102,5	102,5	100	
Höhe mit Kappe (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	103,9	103,9	-	-
Material	Polypropylen	Polypropylen-Copolymer				Polypropylen	Polypropylen-Copolymer		Polypropylen; Kappe aus Polyethylen niedriger Dichte		Polypropylen-Copolymer	
Steril	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja
Autoklavierbar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Max. Zentrifug. (g)	-	-	-	-	-	10000	-	-	15000	15000	-	-
Rand	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Graduierung	Nein	Ja, Schritt 1 ml	Ja, Schritt 1 ml	Ja, Schritt 1 ml	Ja, Schritt 1 ml	Nein	Ja, Schritt 1 ml	Ja, Schritt 1 ml	Nein	Nein	Ja, Schritt 1 ml	Ja, Schritt 1 ml
Beschriftungs-bereich	Nein	Ja auf der gesamten Oberfläche der Röhrchen				Nein	Ja auf der gesamten Oberfläche der Röhrchen		Nein		Ja auf der gesamten Oberfläche der Röhrchen	
Farben	Transluzent											
Einsatztemperatur	0 °C bis +135 °C	-10 °C bis +110 °C	-10 °C bis +110 °C	-10 °C bis +110 °C	-10 °C bis +110 °C	-	-10 °C bis +110 °C	-10 °C bis +110 °C	-	-	-10 °C bis +110 °C	-10 °C bis +110 °C
VE	4 Beutel mit 250 Röhrchen	Beutel mit 1000 Röhrchen	25 Beutel mit 20 Röhrchen	Beutel mit 1000 Röhrchen	25 Beutel mit 20 Röhrchen	Beutel mit 1000 Röhrchen	Beutel mit 1000 Röhrchen	25 Beutel mit 20 Röhrchen	6 Beutel mit 250 Röhrchen	1500 einzeln verpackte Röhrchen	Beutel mit 1000 Röhrchen	25 Beutel mit 20 Röhrchen
Art. Nr. Weiße Kappe	**380524**	**064351**	**064353**	**064357**	**064044**	**-**	**064359**	**064050**	**-**	**-**	**064361**	**064363**
Art. Nr. rote Kappe	**380523**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Art. Nr. grüne Kappe	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**064263**	**-**	**-**	**080193**	**080194**	**-**	**-**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**