POLYSTYROL RÖHRCHEN MIT GEWINDE

Röhrchen aus Polystyrol mit Verschluss runder Boden

Runder Boden Mit Stopfen							
Volumen (ml)	8	10				12	
Ø -außen (mm)	13	16	16	16	16	16,3	16,3
Ø -innen (mm)	-	-	-	-	-	14,4	14,4
Höhe ohne Kappe (mm)	100	100	100	100	100	102,5	102,5
Höhe mit Kappe (mm)	-	-	-	-	-	103,9	103,9
Material	Polystyrol					Polystyrol; Kappe aus hochdichtem Polyethylen	
Steril	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja
Boden	Rund						
Verschluss	Ja						
Autoklavierbar	Nein						
Max. Zentrifug. (g)	8200	-	-	-	-	7500	7500
Rand	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Graduierung	Nein						
Beschriftungsbereich	Nein						
Farben	Transparent						
VE	Beutel mit 1000 Röhrchen	Beutel mit 1000 Röhrchen	Beutel mit 1000 Röhrchen	8 Racks mit 88 Röhrchen	750 einzeln verpackte Röhrchen	6 Beutel mit 250 Röhrchen	1500 einzeln verpackte Röhrchen
Art. Nr. rote Kappe	**-**	**012064**	**012065**	**012067B**	**012066**	**-**	**-**
Art. Nr. Grün Kappe	**064262**	**-**	**-**	**-**	**-**	**080191**	**080192**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Röhrchen aus Polystyrol mit Verschluss runder Boden

Runder Boden Mit Stopfen										
Volumen (ml)	16				19					21
Ø -außen (mm)	16									
Höhe ohne Kappe (mm)	120	120	120	120	150	150	150	150	125	150
Material	Polystyrol									
Steril	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein
Boden	Rund									
Verschluss	Ja									
Autoklavierbar	Nein									
Max. Zentrifug. (g)	-	-	-	-	-	-	-	-	8200	8200
Rand	Nein									
Graduierung	Nein									
Beschriftungsbereich	Nein									
Farben	Transparent									
VE	Beutel mit 750 Röhrchen	Beutel mit 750 Röhrchen	8 Racks mit 88 Röhrchen	500 einzeln verpackte Röhrchen	Beutel mit 625 Röhrchen	Beutel mit 625 Röhrchen	8 Racks mit 88 Röhrchen	500 einzeln verpackte Röhrchen	Beutel mit 1000 Röhrchen	Beutel mit 1000 Röhrchen
Art. Nr. rote Kappe	**012068**	**012069**	**012071B**	**012070**	**012072**	**012073**	**012075B**	**012045**	**-**	**-**
Art. Nr. grüne Kappe	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**064328**	**064330**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**