

Polypropylen-Röhrchen mit geradem Hals Gosselin™

CORNING

Volumen (ml)	2	3,5		5	10	
Außen-Ø (mm)	10,9	12	12	12,8	15,4	15,4
Innen-Ø (mm)	8,9	10	10	10,9	13,5	13,5
Höhe (mm)	42,5	75	75	74,5	95	95
Material	Polypropylen					
Steril	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja
Boden	Rund					
Verschluss	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja
Verschluss-Typ	-	-	Mit Flügeln	Mit Flügeln	-	Mit Flügeln
Autoklavierbar	Ja					
Max. Zentrifug. (g)	3000					
Rand	Nein					
Graduierung	Nein					
Beschriftungsbereich	Nein					
Farben	Transparent	Transluzent	Transluzent	Transluzent	Transluzent	Transluzent
Einsatztemperatur	-20 °C bis +120 °C					
VE	4 Beutel mit 1500 Röhrchen	5 Beutel mit 500 Röhrchen	4 Beutel mit 625 Röhrchen	4 Beutel mit 500 Röhrchen	5 Beutel mit 250 Röhrchen	4 Beutel mit 250 Röhrchen
Art. Nr. Röhrchen einzeln	**080044**	**080073**	**-**	**-**	**080031**	**-**
Art. Nr. rote Kappe	**-**	**-**	**080075**	**080072**	**-**	**080084**
CHF/VE	**219,85 -**	**92,55 -**	**461,45 -**	**240,90 -**	**109,15 -**	**249,70 -**

Polypropylenröhrchen mit geradem Hals Greiner Bio-One

greiner BIO-ONE






Volumen (ml)	4	5	12	14
Außen-Ø (mm)	11,8	12	16,1	18
Innen-Ø (mm)	10,1	10	13,5	15
Höhe (mm)	54,7	74,2	98,9	95
Material	Polypropylen			
Steril	Nein			
Boden	Rund			
Verschluss	Nein			
Autoklavierbar	Ja			
Max. Zentrifug. (g)	5800	5800	5800	4800
Rand	Nein			
Graduierung	Nein			
Beschriftungsbereich	Nein			
Farben	Transluzent			
Einsatztemperatur :	-196 °C bis +120 °C			
VE	15 Beutel mit 240 Röhrchen	8 Beutel mit 250 Röhrchen	Beutel mit 1600 Röhrchen	Beutel mit 1500 Röhrchen
Art. Nr. Röhrchen einzeln	**112201**	**115201**	**160201**	**187201**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**