
Nalgene™ Polypropylenröhrchen mit geradem Hals

Thermo SCIENTIFIC NALGENE



Volumen (ml)	12	15		16	38		50		100
Durchmesser (mm)	15,8	16,8	15,8	17,8	25,2	28,7	28,5	28,4	31,5
Höhe (mm)	102,1	118,6	112,8	98,6	88,1	133,1	102,4	102	163,1
Material	Polypropylen-Copolymer								
Steril	Nein								
Boden	Rund	Konisch	Rund	Rund	Rund	Konisch	Rund	Rund	Rund
Verschluss	Ohne								
Max. Zentrifug. (g)	50000	6000	50000	50000	50000	6000	50000	50000	50000
Rand	Nein								
Graduierung	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein
Beschriftungsbereich	Nein								
Farben	Transluzent								
Einsatztemperatur	0 °C bis +135 °C	0 °C bis +135 °C	0 °C bis +135 °C	0 °C bis +135 °C	0 °C bis +135 °C	0 °C bis +135 °C	0 °C bis +135 °C	0 °C bis +135 °C	0 °C bis +135 °C
VE	10 Röhrchen								
Art. Nr. Röhrchen einzeln	**029211**	**029207**	**029212**	**029213**	**029214**	**029208**	**029215**	**028444**	**029216**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Simport®-Polypropylenröhrchen mit geradem Hals

Simport



Volumen (ml)				5				8	14	15
Außen-Ø (mm)	12	12	12	12	12	12	12	13	17	17
Höhe (mm)	75	75	75	75	75	75	75	100	100	120
Material	Polypropylen									
Steril	Nein									
Boden	Rund	Rund	Rund	Rund	Rund	Rund	Rund	Rund	Rund	Konisch
Verschluss	Ohne									
Autoklavierbar	Ja									
Max. Zentrifug. (g)	3000									
Rand	Nein									
Graduierung	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja (0,25, 0,5, 1,0, 2,5, 5, 10, 12 und 15 ml)
Beschriftungsbereich	Nein									
Farben	Transluzent	Transluzent	Transluzent	Blau	Grün	Orange	Gelb	Transparent	Transparent	Transluzent
Einsatztemperatur	0 °C bis +135 °C									
Eigenschaften	-	-	Low Binding	-	-	-	-	-	-	Chemisch inert; metallfrei
VE	Beutel mit 1000 Röhrchen	8 Beutel mit 125 Röhrchen	Beutel mit 1000 Röhrchen	Beutel mit 1000 Röhrchen	Beutel mit 1000 Röhrchen	Beutel mit 1000 Röhrchen	Beutel mit 1000 Röhrchen	Beutel mit 1000 Röhrchen	Beutel mit 1000 Röhrchen	Beutel mit 1000 Röhrchen
Art. Nr. Röhrchen einzeln	**039433**	**039382**	**039384**	**039434**	**039435**	**039436**	**039442**	**039386**	**039445**	**039392**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com