Röhrchen mit geradem Hals aus Polypropylen





Volumen (ml)	4	5									
Ø -außen (mm)	12										
Höhe (mm)	75										
Material	Polypropylen										
Steril	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Boden	Konisch	Rund	Rund	Rund	Rund	Rund	Rund	Rund	Rund	Rund	Rund
Verschluss	Nein										
Autoklavierbar	Ja										
Max. Zentrifug. (g)	1500										
Rand	Nein										
Graduierung	Nein										
Beschriftungsbereich	Nein										
Farben	Natur	Natur	Natur	Natur	Natur	Gelb	Orange	Rot	Violett	Blau	Grün
Einsatztemperatur	-40 °C bis +90 °C										
Eigenschaften	Frei von DNasen, RNasen, ATP und Endotoxinen, zertifiziert für geringe Spurenmetalle, CE, IVD, IATA 95 kPa-konform, USP Klasse VI										
VE	20 Beutel mit 25 Röhrchen	8 Beutel mit 125 Röhrchen	8 Beutel mit 125 Röhrchen	Beutel mit 3000 Röhrchen	Beutel mit 1000 Röhrchen	Beutel mit 1000 Röhrchen	Beutel mit 1000 Röhrchen	Beutel mit 1000 Röhrchen	Beutel mit 1000 Röhrchen	Beutel mit 1000 Röhrchen	Beutel mit 1000 Röhrchen
Art. Nr. Röhrchen einzeln	**949951**	**949941**	**949942**	**949929**	**949931**	**949932**	**949933**	**949934**	**949935**	**949936**	**949937**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Volumen (ml)	5			8			14					
Ø -außen (mm)	12	12	12	13	13	13	13	17	17	17	17	17
Höhe (mm)	75	75	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Material	Polypropylen											
Steril	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja
Boden	Rund											
Verschluss	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Typ der Kappe	Snap Doppelte Position	Snap Doppelte Position	Mit Flügeln	-	-	-	-	-	-	Snap Doppelte Position	Snap Doppelte Position	Snap Doppelte Position
Autoklavierbar	Ja											
Max. Zentrifug. (g)	1500											
Rand	Nein											
Graduierung	Nein											
Beschriftungsbereich	Nein											
Farben	Natur											
Eigenschaften	Frei von DNasen, RNasen, ATP und Endotoxinen, zertifiziert für geringe Spurenmetalle, CE, IVD, IATA 95 kPa-konform, USP Klasse VI											
Einsatztemperatur	-40 °C bis +90 °C											
VE	8 Beutel mit 125 Röhrchen	20 Beutel mit 25 Röhrchen	20 Beutel mit 25 Röhrchen	Beutel mit 1000 Röhrchen	8 Beutel mit 125 Röhrchen	8 Beutel mit 125 Röhrchen	Beutel mit 1000 Röhrchen	8 Beutel mit 125 Röhrchen	8 Beutel mit 125 Röhrchen	Beutel mit 1000 Röhrchen	Beutel mit 125 Röhrchen	Beutel mit 25 Röhrchen
Art. Nr. Röhrchen einzeln	**949944**	**949946**	**949948**	**949953**	**949956**	**949957**	**949960**	**949965**	**949966**	**949962**	**949968**	**949970**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**