Polystyrol-Röhrchen mit geradem Hals Gosselin™

CORNING





Volumen (ml)	2		3,5	4	5	10			
Ø -außen (mm)	10,9	10,9	11,8	12	12,8	15,4	15,4	21	21
Ø -innen (mm)	8,9	8,9	10	10	10,9	13,5	13,5	-	-
Höhe ohne Kappe (mm)	42,5	42,5	75	75	74,5	95	95	82	82
Material	Polystyrol								
Steril	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja
Boden	Rund	Rund	Rund	Rund	Rund	Rund	Rund	Konisch	Konisch
Verschluss	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja
Typ der Kappe	-	Mit Flügeln	-	Mit Flügeln	Mit Flügeln	-	Mit Flügeln	-	eindringend
Autoklavierbar	Nein								
Max. Zentrifug. (g)	3000								
Rand	Nein								
Graduierung	Nein								
Beschriftungsbereich	Nein								
Farben	Transparent								
Einsatztemperatur	-40 °C bis +65 °C								
VE	4 Beutel mit 1500 Röhrchen	4 Beutel mit 1250 Röhrchen	6 Beutel mit 500 Röhrchen	4 Beutel mit 625 Röhrchen	4 Beutel mit 500 Röhrchen	5 Beutel mit 250 Röhrchen	4 Beutel mit 250 Röhrchen	5 Beutel mit 250 Röhrchen	5 Beutel mit 250 Röhrchen
Art. Nr. Röhrchen einzeln	**080043**	**-**	**080067**	**-**	**-**	**080030**	**-**	**080000**	**-**
Art. Nr. rote Kappe	**-**	**080045**	**-**	**080074**	**080064**	**-**	**080040**	**-**	**080010**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Polystyrolröhrchen mit geradem Hals Greiner Bio-One





Volumen (ml)	4,5	5		10	12	14	20
Außen-Ø (mm)	12,4	12	16	14	16	17	16
Innen-Ø (mm)	10	10	-	12	14	15	13,7
Höhe (mm)	75	75	65	100	100	100	151
Material	Polystyrol						
Steril	Nein						
Boden	Rund						
Verschluss	Nein						
Autoklavierbar	Nein						
Max. Zentrifug. (g)	4800	5800	5800	4000	5800	5200	-
Rand	Nein						
Graduierung	Nein						
Beschriftungsbereich	Nein						
Farben	Transparent						
Einsatztemperatur	-20 °C bis +60 °C						
VE	Beutel mit 2500 Röhrchen	8 Beutel mit 250 Röhrchen	6 Beutel mit 300 Röhrchen	Beutel mit 1400 Röhrchen	Beutel mit 1600 Röhrchen	Beutel mit 1500 Röhrchen	Beutel mit 1500 Röhrchen
Einzelnes Röhrchen	**120101**	**115101**	**151101**	**136101**	**160101**	**187101**	**169101**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com