Polystyrol-Röhrchen mit geradem Hals Biosigma



Volumen (ml)	3	5
Außen-Ø (mm)	11,5	12
Innen-Ø (mm)	10,7	
Höhe (mm)	55	86
Material	Polystyrol	
Steril	Nein	
Boden	Rund	
Verschluss	Ohne	
Autoklavierbar	Nein	
Rand	Nein	
Graduierung	Nein	
Beschriftungsbereich	Nein	
Farben	Transparent	
Einsatztemperatur	-10 °C bis +50 °C	
VE	6000 Röhrchen	4000 Röhrchen
Einzelnes Röhrchen	**390595**	**395035**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**

Polystyrol-Röhrchen mit geradem Hals Nunc™





Volumen (ml)	4	5	12		14	
Durchmesser (mm)	11	12	15	15	17	17
Höhe (mm)	70	75	100	100	110	110
Material	Polystyrol; Deckel aus Polyethylen					
Steril	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja
Boden	Rund	Rund	Rund	Rund	Konisch	Konisch
Verschluss	Ja					
Verschluss-Typ	eindringend					
Hals-Typ	aufrecht					
Autoklavierbar	Nein					
Max. Zentrifug. (g)	3000	3000	-	-	-	-
Rand	Nein					
Graduierung	Ja 1 Graduierung bei 2,5 ml	Ja 1 Graduierung bei 2,5 ml	Ja 2 Graduierungen 5 und 10 ml	Ja 2 Graduierungen 5 und 10 ml	Ja 2 Graduierungen 5 und 10 ml	Ja 2 Graduierungen 5 und 10 ml
Beschriftungsbereich	Nein					
Farben	Transparent					
Einsatztemperatur	+20 °C bis +90 °C					
VE	24 Beutel mit 150 Röhrchen	3 Beutel mit 1000 Röhrchen	8 Beutel mit 150 Röhrchen	5 Beutel mit 100 Röhrchen	18 Beutel mit 100 Röhrchen	5 Beutel mit 100 Röhrchen
Art. Nr. Verschluss Naturfarbe	**056032**	**056035**	**056039**	**056041**	**056043**	**056044**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**